



# *Henry Schein Huismerk* CATALOGUS



# OVER Covetrus

Als onderdeel van de internationale organisatie kan Covetrus een zeer uitgebreid assortiment leveren aan dierenartsen. En dit assortiment blijft zich steeds verder uitbreiden met innovatieve en scherp geprijsde producten! Wij bieden een compleet assortiment met diergeneesmiddelen, consumables, petfood en equipment. U kunt bij ons de vertrouwde producten van de bekende leveranciers vinden, als ook de Henry Schein HUISMERK producten.

Covetrus is er ook om u te helpen bij het optimaliseren van uw praktijkvoering. Onze mensen zijn onze grootste toegevoegde waarde voor u en uw praktijk. Met jarenlange ervaring en gedegen kennis bieden wij ondersteuning bij het behalen van uw doelstellingen. Met verschillende ondersteunende tools, zoals Quest, helpen wij het rendement en de praktijkomzet verhogen.

## Henry Schein Huismerk

Het ruime assortiment van [Henry Schein HUISMERK](#) is continu in ontwikkeling en er komen zeer geregeld nieuwe producten bij. Met deze catalogus geven wij u een handig overzicht van nieuwe en veel gebruikte producten die uitermate geschikt zijn voor veterinaire toepassing.

Henry Schein HUISMERK bestaat uit vertrouwde verbruiksgoederen (consumables) en instrumenten die het Henry Schein "Seal of Excellence" dragen. De producten bieden de dierenartspraktijk betrouwbare kwaliteit met continue kwaliteitscontrole voor een scherpe prijs. Het Henry Schein HUISMERK assortiment bevat spuiten, naalden, verbandstoffen, handschoenen, papierrollen, katheters en nog veel meer. Daarnaast is ook een groot assortiment dentale producten van het Henry Schein HUISMERK beschikbaar: deze producten zijn van uitzonderlijk hoge kwaliteit, uitvoerig getest, worden al jarenlang gebruikt door de humane tandartsen en voldoen aan de veeleisende humane standaarden.

Kent u onze tevredenheidsgarantie al? Wij staan voor 100% achter onze producten en daarom bieden wij u de **'niet-goed geld-terug' garantie**. Producten die niet overeenkomen met uw wensen nemen wij altijd terug en worden geëvalueerd volgens uw opmerkingen. Want dat is ons doel: een assortiment aanbieden dat helemaal aansluit op uw behoeften.

## Advies

Voor het volledige portfolio en aanvragen van offertes voor equipment, kunt u terecht bij ons technisch team en accountmanagers. Onze equipment specialisten begeleiden u vanaf het eerste idee tot aan de volledige realisatie in de praktijk. Daarnaast kunnen onze productspecialisten u assisteren bij het maken van de juiste keuze t.a.v. verbruiksmaterialen. Van curette tot chirurgisch hecht draad, met alle indicaties weten wij raad! Laat u daarom bijstaan door onze specialisten en profiteer van hun expertise waarmee uw behandeltechniek wordt vereenvoudigd en versneld.

## Henry Schein Financial Services

Wij bieden u geïntegreerde oplossingen bij het financieren van uw praktijk. U kunt vertrouwen op het advies van onze financiële adviseurs en hiermee veel voordeel behalen. Wij zijn op de hoogte van de vele fiscale aspecten die van toepassing zijn in de veterinaire branche. Daarbij hebben wij een groot netwerk dat tot uw beschikking staat om uw praktijk zo profijtelijk mogelijk te financieren.

## Technische service

Onze technische dienst is er voor u om een storing of mankement aan uw apparatuur te verhelpen. Zij worden regelmatig getraind waardoor hun vaardigheden altijd van het hoogste niveau zijn en blijven. Voor het plaatsen van nieuwe installaties of onderhoudscontracten bent u ook bij ons aan het juiste adres!

## Bestellen

Via [Covetrus.nl](#) kunt u eenvoudig en snel een bestelling plaatsen.

Bijna alle producten zijn op voorraad en de volgende dag al in huis.

Voor het plaatsen van een equipment bestelling kunt u het beste contact opnemen met uw accountmanager of Covetrus Customer Service (0485 - 33 55 55), zodat u een op maat gemaakt advies en offerte ontvangt.

**Bij Covetrus kunt u terecht voor al uw vragen over de producten van onze zusterorganisaties:**



Uw partner in  
diergeneeskundige chirurgie



Uitgebreid gamma diergeneeskundig  
materiaal, verbruiksgoederen en  
accessoires voor huisdieren, paarden  
en rundvee



Uw partner in bloedanalyse,  
digitale röntgenapparaten en  
echografie



# HENRY SCHEIN HUISMERK



Henry Schein **HUISMERK** staat voor  
**kwaliteit** én een scherpe prijs.

Wij zijn zo overtuigd van ons HUISMERK en bieden u een "niet-goed-geld-terug" garantie.

Producten die niet overeenkomen met uw wensen, nemen we altijd terug  
en worden geëvalueerd volgens uw opmerkingen.

Want dat is ons doel: **een assortiment aanbieden dat helemaal aansluit bij uw behoeften.**



# INHOUDSOPGAVE

**Afdekdoeken en onderleggers**

**5**

**Afname en toediening**

**9**

**Anesthesie**

**15**

**Behandeling en patiëntenzorg**

**19**

**Chirurgie**

**25**

**Diagnostiek**

**31**

**Hygiëne, reiniging en desinfectie**

**39**

**Kleding en protectie**

**51**

**Landbouwhuisdieren**

**57**

**Tandheelkunde**

**63**

**Verbandstoffen**

**85**



# Afdekdoeken en onderleggers

---





### Afdekdoek 1-laags Polyethyleen

Groene afdekdoek. Transparant, gemaakt van zacht en scheurvast polyethyleen. Individueel steriel verpakt. Verpakking 25 stuks.

9008810 30 x 45 cm

9008811 45 x 60 cm

9008812 60 x 90 cm

9008813 90 x 120 cm

9008814 120 x 120 cm

9008815 120 x 100 cm

9008816 120 x 250 cm




### Afdekdoek 2-laags met zelfklevende strip

Blauwe afdekdoek van 2-laags gelamineerd materiaal: polyethyleenfolie met een absorberende polypropyleen laag met zelfklevende strip op de lange zijde. Afmeting 50 x 75 cm, plakstrip 5 cm breed. Individueel steriel verpakt.

9881770 50 x 75 cm

9881771 75 x 90 cm

9881772 50 x 50 cm



### Afdekdoek met zelfklevend gat

Blauwe doek met venster omlijnd met zelfklevende tape. Gemaakt van polyethyleenfolie met een absorberende polypropyleen laag. Individueel en steriel verpakt.

9881764 30 x 45 cm met zelfklevend venster 2 x 6.5 cm

9881765 30 x 45 cm met zelfklevend venster 5 x 10 cm

9881766 30 x 45 cm met zelfklevend venster 7.5 x 15 cm

9881767 45 x 75 cm met zelfklevend venster 9 x 20 cm

9881768 45 x 75 cm met zelfklevend venster 8 x 25 cm

9881769 88 x 75 cm met zelfklevend venster 27 x 13 cm



### Afdekdoek 2-laags nonwoven

Blauwe afdekdoeken van 2-laags nonwoven materiaal: absorberend spunbond en polyethyleen. Individueel en steriel verpakt.

9881773 40 x 50 cm

9881774 50 x 50 cm

9881775 50 x 70 cm

9881776 75 x 90 cm

9881777 50 x 70 cm met venster 7 x 7 cm

9881778 75 x 90 cm met venster 10 x 10 cm





### Afdekdoek zelfklevend 2-delig

Polyethyleenfolie met een absorberende viscose laag. Afdekdoeken zijn individueel en steriel verpakt.

9881779 45 x 75 cm blauw met zelfklevend venster 7 x 7 cm

NIEUW!



### Afdekdoek op rol

Nieuw: chirurgische afdekdoek op rol van 99 meter. Economisch voordelig: zelf op de gewenste maat te knippen (daarna nog steriliseren in de autoclaaf). Gemaakt van 2-laags non-woven materiaal, groene kleur en voelt zacht aan. SMS 35g/m2.

9880540 99 x 1 m

NIEUW!



### Afdekdoek katoen met gat

Groene afdekdoek van 100% katoen met gat. Geschikt voor diverse veterinaire operaties en verkrijgbaar in verschillende maten.

9882221 50 x 50 cm met venster 7 cm

9882222 100 x 100 cm met venster 7.5 cm

NIEUW!



### Afdekdoek katoen met gleuf

Afdekdoek van 100% katoen met gleuf. Geschikt voor diverse veterinaire operaties en verkrijgbaar in zeven maten.

9882223 40 x 60 cm spleet 15 cm

9882224 50 x 50 cm spleet 10.5 cm


9882225 70 x 70 cm spleet 20 cm

9882226 90 x 90 cm spleet 35 cm

9882227 100 x 100 cm spleet 20 cm

9882228 100 x 150 cm spleet 22 cm

9882229 200 x 250 cm spleet 25 cm



### Afdekdoek koliek operatie Paard

Speciale set voor koliek operaties bij paarden. Bevat een afdekdoek die zowel het lichaam als de achterpoten van het paard beslaat. Aan de doek zijn twee zakken voor de darmen bevestigd. Inhoud pakket: 2 x stockinette 75 x 120 cm, afdekdoek geperforeerd 260 x 370 cm, onderlegger 150 x 200 cm. Gemaakt van 2-laags non-woven materiaal: absorberend spunbond en polyethyleen.

9008243 Afdekdoek HS steriel koliek operatie paard 4-delig



### Zelfklevende tape

Zelfklevende tape steriel 10 x 50 cm. Verpakking per stuk.

9881780 Zelfklevende tape steriel 10 x 50 cm



### Celstof ongebleekt

Voor vele doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld als reinigingsdoek of onderlegger. Verpakking 3 x 5 kg.

9008865 Celstof HS ongebleekt 40 x 60 cm

9008866 Celstof HS ongebleekt 20 x 30 cm



### Fixatiespray

Huidvriendelijke kleefspray voor het bevestigen van steriele afdekdoeken. Inhoud 150 ml.

9002697 Fixatiespray HS 150 ml 1 stuk



### Onderlegger

Sterk absorberende onderlegger samengesteld uit een waterdichte polyethyleenfolie aan de onderzijde en een absorberende celstof tussenlaag. Verpakking 30 stuks.

9008132 40 x 60 cm 22 gram fluffw

9008133 60 x 60 cm 35 gram fluff

9008134 60 x 90 cm 55 gram fluff

## Afname en toediening

---



1

### Spuit disposable 2 delig

Disposable 2-delige spuit. Goed leesbare schaalverdeling - pyrogeenvrij - **luer aansluiting**. Voldoet aan de ISO-normering. Steriel individueel verpakt, verpakking 100 stuks.

|         |                                        |   |
|---------|----------------------------------------|---|
| 9003016 | Spuit 2 delig 1 ml HS Luer tuberculine | 1 |
| 9003017 | Spuit 2-delig 2 ml HS Luer             |   |
| 9003018 | Spuit 2-delig 5 ml HS Luer             |   |
| 9003019 | Spuit 2-delig 10 ml HS Luer            |   |
| 9003020 | Spuit 2-delig 20 ml HS Luer            |   |



### Spuit disposable 3-delig Luer Lock

Disposable spuit met **luer lock** aansluiting. Geschikt voor doeleinden waar een goede afsluiting gewenst is. Verpakking 100 stuks.

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 9003759 | Spuit 3-delig 3 ml HS Luer-lock  |
| 9003760 | Spuit 3-delig 5 ml HS Luer-lock  |
| 9003761 | Spuit 3-delig 10 ml HS Luer-lock |



### Spuit disposable 3-delig

De ideale injectiespuit voor het doseren van minimale eenheden.

**Luer aansluiting.** Dankzij de nauwkeurige fabricage wordt een hoog vacuüm bereikt waardoor ook vloeistoffen met een hoge viscositeit kunnen worden opgezogen. Getest volgens DIN 12 098. Een onuitwisbare - goed leesbare schaalverdeling en een minimaal restvolume. Steriel individueel verpakt.

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 9003310 | Spuit 3-delig 1ml HS Luer - 100 stuks            |
| 9008276 | Spuit 3-delig 1 ml HS besparend Luer - 100 stuks |
| 9003302 | Spuit 3-delig 2ml/3ml HS Luer - 100 stuks        |
| 9003311 | Spuit 3-delig 5ml HS Luer - 100 stuks            |
| 9003304 | Spuit 3-delig 10ml HS Luer - 100 stuks           |
| 9003305 | Spuit 3-delig 20 ml HS Luer - 100 stuks          |
| 9003522 | Spuit 3-delig 30 ml HS Luer - 60 stuks           |
| 9003306 | Spuit 3-delig 50 ml HS Luer - 50 stuks           |
| 9003312 | Spuit 3-delig 50 ml kathetertip HS - 50 stuks    |

BESPAREND



### Spuit insuline

1 ml spuit met geïntegreerde injectienaald. Individueel steriel verpakt. Verpakking 100 stuks.

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 9008529 | U-100 1 ml + naald 30G 0.30 x 12 mm |
| 9008530 | U-40 1 ml + naald 30G 0.30 x 12 mm  |



## Naald

Disposable injectienaald voor spuiten met luer en luer-lock aansluiting. Uitstekende kwaliteit met een drievoudige facetslijping. Roestvrijstaal i.o.m. ISO 9626/1991. Sokkel en beschermkapje van polypropyleen. Dunwandig staal met groot lumen en een transparante aansluiting met universele kleurcodering. Steriel individueel verpakt. Verpakking 100 stuks.

|         |                                  |  |
|---------|----------------------------------|--|
| 9003630 | 30G x 1 Geel 0.3 x 12            |  |
| 9003340 | 27G x 1 Grijs 0.4 x 20           |  |
| 9003339 | 26G x 5/8 Bruin 0.45 x 25        |  |
| 9003339 | 26G x 5/8 Bruin 0.45 x 25        |  |
| 9880578 | 26G x 1/2 Bruin 0.45 x 12        |  |
| 9003629 | 25G x 5/8 Oranje 0.5 x 16 mm     |  |
| 9003338 | 24G x 1 Paars 0.55 x 25          |  |
| 9880579 | 23G x 5/8 Blauw 0.6 x 16         |  |
| 9880580 | 23G x 3/4 Blauw 0.6 x 20         |  |
| 9880581 | 23G x 1 Blauw 0.6 x 25           |  |
| 9880582 | 23G x 1 1/4 Blauw 0.6 x 30       |  |
| 9880583 | 22G x 3/4 Zwart 0.7 x 20         |  |
| 9880584 | 22G x 1 1/4 Zwart 0.7 x 30       |  |
| 9006443 | 21G x 2 Groen 0.8 x 50 mm        |  |
| 9880585 | 21G x 5/8 Groen 0.8 x 16         |  |
| 9880586 | 21G x 1 Groen 0.8 x 25           |  |
| 9880587 | 21G x 1 1/2 Groen 0.8 x 40       |  |
| 9880588 | 20G x 1 1/2 Geel 0.9 x 25        |  |
| 9880589 | 20G x 1 1/2 Geel 0.9 x 40        |  |
| 9880590 | 19G x 1 1/2 Ivoor 1.1 x 25       |  |
| 9880591 | 18G x 1 Roze 1.2 x 25            |  |
| 9880592 | 18G x 1 1/2 Roze 1.2 x 40        |  |
| 9880593 | 16G x 1 Transparant 1.6 x 25     |  |
| 9880594 | 16G x 1 1/2 Transparant 1.6 x 40 |  |



## Sharp safe naaldencontainer

Single use container voor het veilig afvoeren van scherpe voorwerpen - zoals naalden en scalpelmessjes. De deksel heeft een universele naald disconnecter en kan de container permanent afsluiten wanneer de container afgevoerd wordt. Alle containers zijn stapelbaar. De kleinere varianten zijn handig mee te nemen.


|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 9881899 | Sharp safe naaldencontainer HS 0.5 Liter |
| 9881900 | Sharp safe naaldencontainer HS 1 Liter   |
| 9881902 | Sharp safe naaldencontainer HS 2.2 Liter |
| 9881903 | Sharp safe naaldencontainer HS 3.3 Liter |
| 9881905 | Sharp safe naaldencontainer HS 6 Liter   |



## Stuwband

Latexvrije stuwband met gepatenteerd sluitmechanisme dat met één hand bediend kan worden. Zonder metalen onderdelen. Röntgendoorlatend, gedoseerde ontstuwung. Kleur blauw. Verpakking per stuk.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 9006441 | Stuwband blauw 1 stuk |
|---------|-----------------------|



## Vleugelnaald met slang

Vleugelnaald (Butterfly) IV met luer lock verbindingstuk. Ideaal voor het aanprikken van fijne bloedvaten. Latex en pyrogeenvrij. Individueel steriel verpakt. Verpakking 100 stuks.

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 9009430 | 21G x 3/4 - 0.80 x 19 mm - Groen 100 stuks |
|---------|--------------------------------------------|



### Katheter IV

Intraveneuze katheter zonder bijspuitpoort of vleugels. Voorzien van 3 röntgen contrast strepen, **luer lock**, latex en pyrogeenvrij. Individueel steriel verpakt, verpakking 50 stuks.

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 9009446 | 24G x 3/4 - 0.75 x 19 mm - Geel     |
| 9009445 | 22G x 1 - 0.90 x 25 mm - Blauw      |
| 9009444 | 20G x 1 1/4 - 1.00 x 32 mm - Roze   |
| 9009443 | 18G x 1 3/4 - 1.30 x 45 mm - Groen  |
| 9009442 | 18G x 1 1/4 - 1.30 x 32 mm - Wit 5  |
| 9009441 | 16G x 1 3/4 - 1.75 x 45 mm - Grijs  |
| 9009440 | 14G x 1 3/4 - 2.00 x 45 mm - Oranje |



### Katheter IV met vleugels

Intraveneuze katheter met fixatievleugels zonder bijspuitpoort. Voorzien van 3 röntgen contrast strepen, **luer lock**, latex en pyrogeenvrij. Individueel steriel verpakt, verpakking 50 stuks.

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 9009453 | met vleugel 24G x 3/4 - 0.75 x 19 mm - Geel                  |
| 9009452 | met vleugel 22G x 1 - 0.90 x 25 mm - Blauw                   |
| 9009451 | met vleugel 20G x 1 1/4 - 1.00 x 32 mm - Roze                |
| 9009450 | met vleugel 18G x 1 3/4 - 1.30 x 45 mm - Groen               |
| 9009449 | met vleugel 18G x 1 1/4 - 1.30 x 45 mm - Groen               |
| 9009448 | met vleugel 16G x 1 3/4 - 1.75 x 45 mm - Grijs               |
| 9009447 | met vleugel 14G x 1 3/4 - 2.00 x 45 mm - Oranje              |
| 9009454 | met vleugel <b>GROOT</b> 14G x 2 3/4 - 2.00 x 70 mm - Oranje |

**Speciaal voor landbouwhuisdieren**



### Katheter IV met poort en vleugels

Intraveneuze katheter met fixatievleugels en bijspuitpoort. Voorzien van 3 röntgen contrast strepen. Canule van Teflon, **luer lock**, latex en pyrogeenvrij, knikresistent. Individueel steriel verpakt, verpakking 50 stuks.

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 9009915 | 26G x 3/4 - 0.64 x 19 mm - Violet  |
| 9009439 | 24G x 3/4 - 0.7 x 19 mm - Geel     |
| 9009438 | 22G x 1 - 0.9 x 25 mm - Blauw      |
| 9009437 | 20G x 1 1/4 - 1.0 x 32mm - Roze    |
| 9009436 | 18G x 1 3/4 - 1.3 x 45 mm - Groen  |
| 9009435 | 17G x 1 3/4 - 1.5 x 45mm - Wit     |
| 9009434 | 16G x 1 3/4 - 1.75 x 45 mm - Grijs |
| 9009433 | 14G x 1 3/4 - 2.0 x 45 mm - Oranje |



### Mandrin voor katheter

Mandrin te gebruiken bij IV katheters zonder bijspuitpoort. Aanbevolen om de vorming van bloedstolsels in de canule te voorkomen. Vrij van latex, pyrogeen en PVC. Individueel steriel verpakt, verpakking 50 stuks.

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 9009462 | 24G x 3/4 - 0.75 x 19 mm   |
| 9009463 | 22G x 1 - 0.90 x 25 mm     |
| 9009464 | 20G x 1 1/4 - 1.00 x 32 mm |
| 9009465 | 18G x 1 1/4 - 1.30 x 32 mm |
| 9009466 | 16G x 1 3/4 - 1.75 x 45 mm |
| 9009467 | 14G x 1 3/4 - 2.00 x 45 mm |
| 9009468 | 18G x 1 3/4 - 1.30 x 45 mm |



### Infuussysteem HS zonder filter met bijspuitstuk

Infuussysteem voor zwaartekracht infusie volgens DIN 58 362. Met bijspuitpoort en luer-lock aansluiting. Lucht aanzuigopening zonder bacteriefilter - lengte 180 cm - individueel steriel verpakt. Druppelsnelheid: 20 druppels per milliliter.

9008921 Infuussysteem 180 cm luer-lock steriel 1 stuk

9008922 Infuussysteem 180 cm luer steriel 1 stuk



### Infuussysteem HS met Y-bijspuitstuk

Infuussysteem voor zwaartekracht infusie volgens DIN 58 362. Met Y-bijspuitpoort en keuze met wel of geen bacteriefilter. Luer-lock aansluiting, lengte 200 cm, individueel steriel verpakt. Druppelsnelheid: 20 druppels per milliliter.

9008923 Infuussysteem 200 cm met Y-bijspuitstuk en filter 1 stuk

9008924 Infuussysteem 200 cm met Y-bijspuitstuk zonder filter 1 stuk



### Verlengstuk infuus Heidelberg HS

Voor de aansluiting en uitbreiding van de infusiesets. DEHP-vrij met luer-lock aansluiting. Individueel steriel verpakt, verpakking 100 stuks.

9008452 Verlengstuk 75 cm luer-lock

9008919 Verlengstuk 100 cm luer-lock

9008920 Verlengstuk 140 cm luer-lock



### Driewegkraan

Instelbaar 3-weg kraantje voor infuuslangen. Kan gebruikt worden om een aantal infusieleidingen aan elkaar te koppelen. Individueel steriel verpakt, verpakking 50 stuks.

9008454 Driewegkraan HS Luer-Lock






### Infuusverwarmer HS

De infuusverwarmer zorgt ervoor dat de infuusvloeistof opgewarmd wordt voordat het de patiënt bereikt. Hulpmiddel voor het stabiliseren van patiënten bij hypothermie - shock - langdurige operaties - tijdens de recovery of bij pediatrie patiënten. De transfusie/infusie verwarmer van Henry Schein HUISMERK reduceert het temperatuurverschil tussen de transfusie/infusie vloeistof en het lichaam. Het bevordert het geneesmiddel in de vloeistof, versnelt absorptie van werkzame bestanddelen en vermindert toxische bijwerkingen van geneesmiddelen. Het is draagbaar en eenvoudig in gebruik. Wordt bijgeleverd met digitale besturing voor een nauwkeurige temperatuursregeling (30 °C ~ 42 °C.)

#### Eigenschappen:

- Warmt alle vloeistoffen op tot 35 - 46 °C
- Ideale infusiesnelheid: 40-80 druppels/min
- Voor standaardinfusiesets van kleiner dan of gelijk aan Ø4 mm
- Lichtgewicht
- Met bevestigingsriem
- Gemakkelijk te verplaatsen

9882043 Infuusverwarmer HS



### Katheter urine kat

Katheter voor katten met closed end. Gemaakt van polypropyleen, met luer aansluiting. Aan het distale einde zit een rond bodemplaatje (soort vleugels) om de katheter vast te kunnen hechten. Per stuk steriel verpakt. Verpakking: 12 stuks. Ook verkrijgbaar met mandrin (9008702 - 9008703).

9008701 4 FG - 1.3 mm x 13 cm - closed end - vleugels

9008700 3 FG - 1.0 mm x 13cm - closed end - vleugels



### Katheter urine hond


Hondenkatheters gemaakt van polypropyleen, met luer aansluiting. In vier verschillende diameters verkrijgbaar.

9008706 10 FG - 3.3 mm x 50 cm - rood - polypropyleen - 12 stuks

9008705 8 FG - 2.6 mm x 50 cm - oranje - polypropyleen - 12 stuks

9008704 6 FG - 2.0 mm x 50 cm - geel - polypropyleen - 12 stuks

9882104 4 FG 1.3 mm x 50 cm - polypropyleen - 12 stuks



### Katheter urine kat HS + mandrin

Katheter voor katten met closed end. Gemaakt van polypropyleen, met luer aansluiting. Aan het distale einde zit een rond bodemplaatje (soort vleugels) om de katheter vast te kunnen hechten. Per stuk steriel verpakt. Verpakking: 12 stuks. Ook verkrijgbaar zonder mandrin (9008700 - 9008701).

9008703 4 FG - 1.3 mm x 13 cm - closed end - vleugels - mandrin

9008702 3 FG - 1.0 mm x 13 cm - closed end - vleugels - mandrin

# Anesthesie

---



## Monitor HS Veterinair

De nieuwe multiparameter monitor Vet patient werkt zowel op batterij als netstroom.

### Uitgerust met:

- Elektrocardiografie (ECG)
- Heart Rate & Pulse rate & Respiration Rate
- Non-Invasive Blood Pressure (*systolisch - diastolisch en mean arterial pressure*)
- Functional arterial oxygen saturation (*SpO2*).

### De monitor wordt standaard geleverd met:

ECG verbindingkabel voor 1 lead en ECG dradenpakket voor 3 voedingsdraden, SpO2 extensiekabel en SpO2 herbruikbare Y-sensor. Batterij 1 uur, bloeddruk manchetten (6 maten) en manchetslang 3 m, temperatuursonde, stroomkabel en handleiding. Tevens zijn er nog veel accessoires los verkrijgbaar.

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 9880850 | Monitor HS Veterinair                         |
| 9880856 | Monitor HS LoFlo Co2 Module side stream       |
| 9880857 | Monitor HS SpO2 sensor WA-107 (rectaal)       |
| 9880858 | Monitor HS SpO2 sensor WA-108 (oorclip)       |
| 9880859 | Monitor HS SpO2 sensor WA-103 (Y)             |
| 9880860 | Monitor HS SpO2 verlengkabel                  |
| 9880861 | Monitor HS manchet maat 1 (3 - 6 cm) 1 stuks  |
| 9880862 | Monitor HS manchet maat 2 (4 - 8 cm) 1 stuks  |
| 9880863 | Monitor HS manchet maat 3 (6 - 11 cm) 1 stuks |
| 9880864 | Monitor HS manchet maat 4 (7 - 13 cm) 1 stuks |
| 9880865 | Monitor HS manchet maat 5 (8 - 15 cm) 1 stuks |
| 9880866 | Monitor HS ECG-dradenpakket                   |
| 9880867 | Monitor HS ECG-verbindingkabel 3 leads        |
| 9880868 | Monitor HS netaansluitingssnoer               |
| 9880870 | Monitor HS temperatuur sensor rectaal         |
| 9880871 | Monitor HS Lion-batterij 1 uur                |
| 9880872 | Monitor HS Lion-batterij 3 uur                |
| 9880873 | Monitor HS Lion-batterij 5 uur                |
| 9880874 | Monitor HS standaard verrijdbaar              |



### Narcosetube

Endotracheale tube voor narcose, type Murphy. Verkrijgbaar in verschillende maten. Met cuff en standaard connector.  
Verpakking: 1 stuk, steriel verpakt.

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 9881781 | Narcosetube HS 2.0 mm met connector  |
| 9881782 | Narcosetube HS 2.5 mm met connector  |
| 9881783 | Narcosetube HS 3.0 mm met connector  |
| 9881784 | Narcosetube HS 3.5 mm met connector  |
| 9881785 | Narcosetube HS 4.0 mm met connector  |
| 9881786 | Narcosetube HS 4.5 mm met connector  |
| 9881787 | Narcosetube HS 5.0 mm met connector  |
| 9881788 | Narcosetube HS 5.5 mm met connector  |
| 9881789 | Narcosetube HS 6.0 mm met connector  |
| 9881790 | Narcosetube HS 6.5 mm met connector  |
| 9881791 | Narcosetube HS 7.0 mm met connector  |
| 9881792 | Narcosetube HS 7.5 mm met connector  |
| 9881793 | Narcosetube HS 8.0 mm met connector  |
| 9881794 | Narcosetube HS 8.5 mm met connector  |
| 9881795 | Narcosetube HS 9.0 mm met connector  |
| 9881796 | Narcosetube HS 9.5 mm met connector  |
| 9881797 | Narcosetube HS 10.0 mm met connector |
| 9881798 | Narcosetube HS 10.5 mm met connector |
| 9881799 | Narcosetube HS 11.0 mm met connector |



### Siliconenspray

Siliconenspray voor soepele invoer van katheters, tubes en sondes.

9002402 Siliconenspray HS 400 ml



### Pulse-oximeter

Draagbaar toestel met een eenvoudige bediening en een LCD-scherm met LED-verlichting. Hartslag (25-350 bpm) in numerieke en grafische weergave. Compleet met tongsensor, batterijen (4 x AA), handleiding, beschermende hoes en tasje. Afmeting 16 x 7 x 3.8 cm (H x B x D). Gewicht 165 gram (exclusief batterij en lader). Opslagcapaciteit 100 ID-nrs en 300 uur. Alarmfunctie auditief en visueel (manueel aan of uit). Auto-off functie. Tafellader, stroomkabel (9008737) en reserve tongsensor (9008274) zijn los verkrijgbaar.

9008273 Pulse-oximeter HS veterinaire compleet

9008274 Pulse Oximeter HS Sensor

9008737 Pulse-oximeter HS accu-pack



## Behandeling en patiëntenzorg

---



## Transponder

Dieridentificatiechips van Henry Schein HUISMERK. In een full disposable 'Ready-to-use' vlinderinjector. Verpakking bevat 10 stuks. Er zijn 2 maten verkrijgbaar: Small (1.5 x 9mm) en Regular (2.12 x 12 mm). De transponders zijn zonder registratie of met registratie (de 'prepaid versie') verkrijgbaar. Bij de prepaidversie zijn de chipnummers al aangemaakt (en betaald) bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Bij de versie zonder registratie moet u de chipnummers zelf nog aanmelden (NDG, Petbase of Stichting Chip). Covetrus verkoopt ook transponder registratieformulieren van het NDG (1185071).

1214412 Ready-to-use Prepaid **Regular** 2.12 x 12 mm 10 stuks (incl NDG-registratie)

PREPAID

1214413 Ready-to-use Prepaid **Small** 1.5 x 9 mm 10 stuks (incl NDG-registratie)

PREPAID

9881758 Ready-to-use **Regular** 2.12 x 12 mm 10 stuks

9881759 Ready-to-use **Small** 1.5 x 9 mm 10 stuks



## Microchip reader

Deze microchip scanner leest de FDX-B (15 cijfers) en FDX-A (EAVA) microchips die gebruikt worden voor dieridentificatie volgens de richtlijnen ISO 11784. Scant in de diepte tot 8 cm en zelfs tot 12 cm in ideale omstandigheden. Wordt geleverd met USB lader om de interne batterij op te laden - Scant 8 seconde per keer. Afmeting 13.5 x 3.3 cm - gewicht 163 gram. De software is te downloaden via [www.haloscanner.com](http://www.haloscanner.com)

9881762 Microchip reader HS ring



## Identificatiebandje

Identificatiebandjes in verschillende kleuren en twee breedtes: 1,9 of 2,5 cm. Gemaakt van polyethyleen vezels (sterker als papier). Disposable, comfortabel en geschikt om patientennaam op te schrijven tijdens een verblijf in opname of OK. Verpakking 500 stuks.

9881921 Identificatiebandje HS 1,9 cm paars

9881800 Identificatiebandje HS 1,9 cm wit

9881801 Identificatiebandje HS 1,9 cm blauw

9881804 Identificatiebandje HS 2,5 cm wit

9881807 Identificatiebandje HS 2,5 cm rood





## Hondenschoen

De hondenschoen is handig bij verwondingen aan de ondervoet, die bijvoorbeeld verbonden is. Met de hondenschoen blijft de wond of het verband droog en wordt voorkomen dat de hond eraan kan likken. Verkrijgbaar in zes maten. Naast de hondenschoen zijn er ook hondensokken en hondenlaarzen verkrijgbaar. Verpakking 1 stuk.

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 9009409 | Maat S 130 x 60 mm     |
| 9009410 | Maat M 150 x 75 mm     |
| 9009411 | Maat L 177 x 85 mm     |
| 9009412 | Maat XL 215 x 90 mm    |
| 9009413 | Maat XXL 230 x 100 mm  |
| 9009414 | Maat XXXL 230 x 110 mm |



## Muilkorf

Muilkorf / snuitje gemaakt van nylon. Makkelijk om veilig bij de hond om te doen. Gesp te verstellen. Wasbaar.

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9880516 | Muilkorf HS nylon hond maat 0<br>Voor o.a. Yorkshire terriers - mini poedels - Cavaliers en Dwergetekels.                       |
| 9880517 | Muilkorf HS nylon hond maat 1<br>Voor o.a. Wippets, Westies, Jack Russels, Teckels, Mopshonden en Cavaliers.                    |
| 9880518 | Muilkorf HS nylon hond maat 2<br>Voor o.a. Collies, Beagles, Springers, Cockers en Poedels.                                     |
| 9880519 | Muilkorf HS nylon hond maat 3<br>Voor o.a. Labradors Duitse Herders, Dobmanns, Setters, Retrievers, Bull terriers en Staffords. |
| 9880520 | Muilkorf HS nylon hond maat 4<br>Voor o.a. groten honden als: Ierse Wolfshond, Duitse dog, Pyrenese berghond, St. Bernard.      |
| 9880521 | Muilkorf HS nylon hond maat 5<br>Voor o.s. Rottweilers en Bull Mastifs.                                                         |
| 9880522 | Muilkorf HS nylon hond maat 6 / 4 XL (extra lang)                                                                               |
| 9880523 | Muilkorf HS nylon hond maat 7 / 5 XL (extra lang)                                                                               |
| 9880524 | Muilkorf HS nylon hond maat 8 kortsnuutig                                                                                       |



## Hondenkraag

De kragen zijn transparant en gemaakt van flexibel propyleen. Geheel ecologisch en recyclebaar. Eenvoudig sluitmechanisme en de riem van de hond kan door de lussen van de kraag worden bevestigd. Verkrijgbaar in 7 maten, verpakking bevat 10 stuks. Om de kragen op een geordende overzichtelijke manier op te hangen wordt de hondenkraagophangrek van Henry Schein (9009741) geadviseerd.

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 9009476 | Hondenkraag transparant HS 7.5 cm  |
| 9009477 | Hondenkraag transparant HS 10 cm   |
| 9009478 | Hondenkraag transparant HS 12.5 cm |
| 9009479 | Hondenkraag transparant HS 15 cm   |
| 9009480 | Hondenkraag transparant HS 20 cm   |
| 9009481 | Hondenkraag transparant HS 25 cm   |
| 9009482 | Hondenkraag transparant HS 30 cm   |

**Combineer met handig ophangstelsysteem!**



## Hondenkraagophangrek

Om de kragen op een geordende overzichtelijke manier op te hangen - wordt de hondenkraagophangrek van Henry Schein geadviseerd. Dit is een console voor aan de muur waaraan 7 x 10 stuks kragen kunnen worden opgehangen. De kragen worden niet individueel eraan opgehangen - maar de gehele dozen kragen (dus 7 dozen totaal). De dozen hebben een handige grote opening zodat de kraag er snel en gemakkelijk uit gehaald kan worden.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 9009741 | Hondenkraagophangrek HS 7 x 10 kragen |
|---------|---------------------------------------|



### Pillenschietor

Diervriendelijke methode voor het toedienen van medicatie. Door de medicatie (pil) samen met water toe te dienen wordt de slikreflex van het dier gestimuleerd. Met een zachte tip. Display met 10 stuks.

9008934 Pillenschietor HS Maxima 10 stuks incl displaybox



### Tekentang

Tekentang van rood plastic, pen-type. Verpakking per stuk.

9008754 Tekentang HS kunststof rood



### Vlooiengkam

Blauwe vlooiengkam met of zonder handvat. Verpakking 1 stuk.

9009495 Vlooiengkam zonder handvat blauw

9009497 Vlooiengkam met handvat

### Vetamins hond & kat

Vitamines van Henry Schein HUISMERK. Bevat een essentiële mix aan vitamines, mineralen en sporenelementen voor katten en honden. Kan gegeven worden indien er een verhoogde behoefte is aan vitamines en mineralen. Hierbij valt te denken aan drachtige/zogende dieren maar ook de herstelperiode na ziekten en het bevorderen van de conditie. Tablet kan direct worden gegeven of verkruid over het voer.

9881753 Vetamins HS vitamines hond & kat 50 stuks





### Anti-haarpasta kat

Aanvullend diervoeder voor katten. De anti-haarpasta helpt bij het voorkomen en verwijderen van haarballen bij katten.

9008769 Anti-haarpasta HS kat/kitten 60 gram



### Oorreiniger

Oorreiniger voor honden en katten. Alcoholvrij en niet-toxisch. Milde niet-irriterende oorreiniger die oorsmeer verdunt en helpt bij het verwijderen van vuil uit de oren. Eenvoudige toediening dankzij de flexibele lange applicator tip. Geen verkleuring van vacht rondom de oren.

9881916 Oorreiniger HS hond en kat 100 ml



### Kattenbakvulling

Deze kattenbakvulling is uiterst absorberend en biologisch afbreekbaar. Het werkt geurneutraliserend, is stofarm en niet geparfumeerd. Vervanging na 3-4 weken.

9009564 Kattenbakvulling HS Lumpy Silica 5 liter

9009565 Kattenbakvulling HS Lumpy Silica 16 liter



### Kattenbakvulling Silica

Silica kattenbakvulling is geur en vocht absorberend, vervanging na 3-4 weken.

9009566 Kattenbakvulling HS Micro Silica 5 liter



## Digitale weegschaal RVS

**9008641** is een digitale weegschaal van roestvrijstaal. Geschikt voor gewichten tot 5 kg en weegt op 1 gram nauwkeurig. Afmeting weegschaal 17 x 15 x 3.2 cm, weegplatform 12 x 15 cm. Eenvoudige bediening en goed af te lezen LCD-scherm. Is te gebruiken met power adapter of op batterijen. Extra power adapter is bij te bestellen (**9008642**).

Weegschaal **9009909** is uitgevoerd in RVS en heeft een ultradun ontwerp (slechts 4 cm hoog). Eenvoudige bediening met een goed afleesbaar LCD-scherm (20 mm hoge cijfers). Te verplaatsen door de transportbeugel. Geschikt voor gewichten tot 200 kg (100 gram nauwkeurig). Inclusief muurhouder voor het display en beschermende rubberen mat. Afmeting: 90 x 60 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 9.8 kg.

|                |                                                  |          |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>9008641</b> | Weegschaal HS digitaal 17 x 15 cm 5 kg           | <b>1</b> |
| <b>9008642</b> | Adapter voor Weegschaal HS 9008641               |          |
| <b>9009909</b> | Weegschaal HS digitaal 90 x 60 x 4 cm 200 kg RVS | <b>2</b> |



## Inklapbare weegschaal

Inklapbare weegschaal met magneetsluiting: hierdoor neemt de weegschaal weinig ruimte in. Gemakkelijk te bedienen, betrouwbare technologie en een goed afleesbaar LCD-scherm. Weegbereik tot 15 kg (10 gram nauwkeurig). Afmeting gesloten: 37.5

x 31.5 x 10.5 cm (L x B x H). Afmeting geopend: 74 x 31.5 x 5.3 cm (L x B x H). Gewicht 1.9 kg. Inclusief batterij. Auto-Off functie.

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>1207215</b> | Weegschaal HS digitaal inklapbaar 74 x 32 cm 15 kg |
|----------------|----------------------------------------------------|



## Afzuigapparaat

Geschikt voor het opzuigen van slijm, vloeistof en bloed. Het is een veel gebruikt apparaat bij spoedeisende hulp, operaties en opnamepatiënten.

### Technische specificaties:

- Limiet negatieve druk 0.075 Mpa (760 mmHg)
- Negatieve druk range 0.02MPa
- Afzuigsnelheid 15L/ min (760 mmHg)
- Inhoud vloeistoffles 1 liter
- Geluidsniveau 65 dB
- Gewicht 4.4 kg
- Afmetingen 37 x 18 x 28 cm

### Het afzuigapparaat wordt geleverd met:

afzuigslang, bacteriefilter, fuse tube, afzuig katheter en handleiding.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>9880875</b> | Afzuigapparaat HS portable             |
| <b>9883039</b> | Afzuigapparaat Bacteriefilter HS       |
| <b>9883040</b> | Afzuigapparaat Fles (zonder filter) HS |
| <b>9883041</b> | Afzuigapparaat Afzuigslang (#8) HS     |
| <b>9883042</b> | Afzuigapparaat Afzuigslang (#12) HS    |
| <b>9883043</b> | Afzuigapparaat Fuse tube HS            |
| <b>9883044</b> | Afzuigapparaat Connect tube 2 m HS     |

# Chirurgie

---



### Huidhechtapparaat

Wegwerp nietapparaat voor het hechten van de huid. Standaard voorzien van 35 steriele nietjes (7.2 x 4.9 mm) van chirurgisch staal. Steriel individueel verpakt. Niet hervulbaar. Gebruiksaanwijzing: met het huidhechtapparaat de juiste hoek op het te nieten oppervlak bepalen, nietje plaatsen en het apparaat naar voren kantelen.

9007010 Huidhechtapparaat met 35 nietjes steriel

9007011 Ontnietter 1 stuk



### Nierbekken

Disposable nierbekken. Gemaakt van 100% celstof. Verpakking: 320 stuks.

9009416 Nierbekken HS disposable 320 stuks



### Weefsellijsel

De weefsellijsel is een op n-butyl gebaseerde medische kleefstof cyanoacrylaat. De lijm hecht binnen 2 seconden na druppelen.

9882822 Weefsellijsel HS 2ml



### Gelatine sponsjes

Kan worden toegepast na extractie. De sponsjes zijn resorbeerbaar, steriel en kunnen op maat worden geknipt. De spons is atoxisch, geeft geen kans op allergische reacties. Het kleefst aan het oppervlak en absorbeert 40 keer het eigen gewicht aan bloed. Het wordt gemiddeld in 4 weken tijd geabsorbeerd. De gelatine sponsjes zijn geïmpregneerd met colloïdaal zilver. Gebruik een pincet om een sponsje uit de verpakking te halen.

9008806 Gelatinesponsjes geïmpregneerd - 14 x 7 x 7 mm - 50 stuks



## Hechtmateriaal Maxima®-line

De Henry Schein Maxima® hechtmateriaal, gelanceerd eind 2016, is gecreëerd met het doel om dierenartsen een economisch en hoog kwalitatief assortiment aan hechtmateriaal te kunnen bieden. Onze aanpak is om hechtmateriaal te leveren dat zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de producten die het meest door veterinair wereldwijd worden gebruikt en deze voor een betaalbare prijs aan te bieden. De gehele nieuwe hechtmateriaal productlijn van Henry Schein HUISMERK bestaat volledig uit Maxima®-producten. De Maxima® producten staan voor uitmuntende kwaliteit en zijn vaak van duurzame materialen gemaakt.

### Dit betekent dat u hechtmateriaal koopt met:

- Hoge kwaliteit, voldoet ook aan de humane standaarden
- Significant prijsverschil met bekende merken
- 100% Niet-goed-geld-terug-garantie



Alle draden worden geproduceerd in de **Verenigde Staten** door een marktleider in hoogwaardig hechtmateriaal.



De naalden worden vervaardigd in **Japan** door een wereldleider op gebied van hecht-naalden.



De Henry Schein Maxima® hecht draden zijn gelijkwaardig of overstijgen zelfs de huidige **USP en industrie standaarden** voor hechtmateriaal.

De hecht draden en naalden die worden gebruikt in de Henry Schein Maxima® producten worden ook gebruikt door **humane specialisten** voor veeleisende procedures zoals cardiovasculaire en orthopedische chirurgie.

Ons hechtmateriaal kunt u herkennen aan het **gladde soepele oppervlak** en **consistente dikte** die voldoet aan de internationale USP standaarden.

De **cassettes** hebben een compact design en passen in de meeste cassettehouderrekken.

De hecht draden in de **blisters** zijn zodanig verpakt dat het geheugen van het hechtmateriaal minimaal is, waardoor het makkelijker is te hanteren en te knopen.

Aan de achterzijde van de hecht naalden is een klein gat geboord waarin de draad is bevestigd. Dit voorkomt scherpe randen of onregelmatigheden aan het einde van de naald.

Alle hecht naalden zijn vervaardigd uit **300-Series roestvrijstaal** waardoor het beter bestand is tegen breken tijdens gebruik.

## Verpakking

De hechtdraden zijn beschikbaar in blisterverpakkingen en veterinaire cassettes. De blisters zijn altijd per 12 verpakt: kleine verpakkingen zodat het risico gering is dat het hecht draad over datum raakt en u meer verschillende typen hecht draad op voorraad kunt hebben.


**NIEUW:** Het risico op bacteriële contaminatie van de hecht draad in de cassette wordt verminderd dankzij de toepassing van de SilSafe™ technology.

### Voordelen van de Henry Schein Maxima® hecht blisters

- Kleine verpakkingen
- Met én zonder naald verkrijgbaar
- Groot aanbod qua materiaal en USP maten
- Draad zodanig verpakt, dat het geheugen minimaal is

### Voordelen van de hecht cassettes

- Economisch voordeliger dan blister
- Draad eenvoudig uit cassette te halen zonder knikken
- Klein compact design: past in de meeste cassettehouder rekken
- Handig mee te nemen, past zelfs in de jaszak



### Cassettes met SilSafe™ Technology

SilSafe™ technology benut zilveren ions welke een anti-bacteriële eigenschap hebben.

## Assortimentsoverzicht

### RESORBEERBAAR

| Productnaam  | Materiaal                     | Mono- / Multifilament    | Kleur  | Coating * | Treksterkte                                        | Absorptie snelheid    | Blister     | Cassette  |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| PGA          | Polyglycolzuur                | Multifilament gevlochten | Violet | X         | 83% @ 14 dagen<br>52% @ 21 dagen<br>20% @ 28 dagen | 60-90 dagen           | 5-0 tot 5   | 4-0 tot 6 |
| PGA Plus     | Polyglycolzuur antibacterieel | Multifilament gevlochten | Violet | X         | 83% @ 14 dagen<br>52% @ 21 dagen<br>20% @ 28 dagen | 60-90 dagen           | 4-0 tot 2   |           |
| PGP          | Polyglecaprone                | Monofilament             | Violet |           | 70% @ 7 dagen<br>40% @ 14 dagen<br>12% @ 21 dagen  | 91 - 120 dagen        | 5-0 tot 2-0 |           |
| PDO          | Polydioxanone                 | Monofilament             | Violet |           | 75% @ 14 dagen<br>66% @ 28 dagen<br>53% @ 42 dagen | 180 - 220 dagen       | 3-0 tot 1   | 4-0 tot 4 |
| Chroomcatgut | Chroomcatgut                  | Monofilament, gedraaid   | Bruin  |           | Variabel                                           | gemiddeld 21-42 dagen |             | 3-0 tot 4 |

### NIET-RESORBEERBAAR

| Productnaam          | Materiaal                | Mono- / Multifilament | Kleur      | Coating * | Blister   | Cassette  |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Polyester            | Polyethyleen terephthaat | Multifilament         | Groen/ wit | X         | 4-0 tot 0 | 4-0 tot 8 |
| Nylon                | Polyamide                | Monofilament          | Blauw      |           | 5-0 tot 0 |           |
| Supramid (polyamide) | Polyamide                | Pseudo- Monofilament  | Wit        |           | 3-0 tot 0 | 4-0 tot 6 |
| Zijde                | Zijde                    | Multifilament         | Zwart      | X         |           | 4-0 tot 8 |

\* De coating maakt het oppervlak van multifilament draden gladder, waardoor de draad soepeler door weefsel glijdt.



## Naalden



### Hechtnaald gebogen

Veterinaire hechtnaald met verend oog (double eye). Van RVS met grote buigvastheid, perfect geslepen slanke naalden voor een gemakkelijke passage. Verpakking 12 stuks.

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 9006497 | 1/2 RC 16 verend oog 12 stuks |
| 9006498 | 1/2 RC 20 verend oog 12 stuks |
| 9006499 | 1/2 RC 30 verend oog 12 stuks |
| 9006500 | 1/2 RC 40 verend oog 12 stuks |
| 9006501 | 1/2 RC 55 verend oog 12 stuks |
| 9006502 | 1/2 TP 16 verend oog 12 stuks |
| 9006503 | 1/2 TP 20 verend oog 12 stuks |
| 9006504 | 1/2 TP 30 verend oog 12 stuks |
| 9006505 | 1/2 TP 40 verend oog 12 stuks |
| 9006507 | 3/8 RC 16 verend oog 12 stuks |
| 9006508 | 3/8 RC 20 verend oog 12 stuks |
| 9006509 | 3/8 RC 45 verend oog 12 stuk  |
| 9006510 | 3/8 RC 40 verend oog 12 stuks |
| 9006512 | 3/8 RC 70 verend oog 12 stuks |
| 9006513 | 3/8 RC 90 verend oog 12 stuks |
| 9006514 | 3/8 TP 16 verend oog 12 stuks |
| 9006515 | 3/8 TP 20 verend oog 12 stuks |
| 9006516 | 3/8 TP 30 verend oog 12 stuks |
| 9006517 | 3/8 TP 40 verend oog 12 stuks |
| 9006518 | 3/8 TP 45 verend oog 12 stuks |
| 9006519 | 3/8 TP 70 verend oog 12 stuks |
| 9006520 | 3/8 TP 90 verend oog 12 stuks |

### Hechtnaald recht

Veterinaire rechte hechtnaald van RVS met grote buigvastheid, perfect geslepen slanke naalden voor een gemakkelijke passage. Met een rond oog.

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 9882640 | Recht RC 31 rond oog 12 stuks |
| 9882638 | Recht RC 38 rond oog 12 stuks |
| 9882639 | Recht RC 33 rond oog 12 stuks |
| 9882637 | Recht RC 41 rond oog 12 stuks |
| 9882643 | Recht TP 32 rond oog 12 stuks |
| 9882642 | Recht TP 38 rond oog 12 stuks |
| 9882641 | Recht TP 41 rond oog 12 stuks |

### Hechtmateriaal catalogus

Vraag de Henry Schein Maxima hechtmateriaal catalogus aan via Covetrus Binnendienst of uw accountma-

**NIEUW!**



### Scheermesjes

Niet-steriele wegwerp scheermesjes voor medisch gebruik. Dubbelzijdig, scheert elke haarlengte. Met beschermkap voor de beveiliging bij het opruimen en bij vernietiging.

9882214 Scheermesjes disposable, dubbelzijdig - 100 stuks



### Scalpelmesjes

Gemaakt van carbon staal. Zeer sterk en uniform. Vervaardigd in Duitsland. Individueel steriel verpakt, verpakking 100 stuks.

9008938 Maat 10

9008939 Maat 11

9008940 Maat 12

9008942 Maat 15

9008944 Maat 18

9008945 Maat 20

9008946 Maat 21

9008947 Maat 22

9008948 Maat 23

9008949 Maat 24



### Huidstans

Huidstans geschikt voor 'appelboor-techniek'. Wegwerpinstrument voor een nauwkeurige biotopname van de huid. Verpakking 10 stuks, per stuk steriel verpakt.

9880082 2 mm

9880083 3 mm

9880084 4 mm

9880085 5 mm

9880086 6 mm

9880089 7 mm

9880887 8 mm



### Scalpelmesjes met heft

Wegwerp scalpelmesjes compleet met kunststof handvat. Met scherp snijdende randen voor een superieure snede. Duits fabrikaat. Steriel individueel verpakt. Verpakking 10 stuks.

9008951 Maat 11

9008952 Maat 12

9008957 Maat 20

9008954 Maat 15

9008958 Maat 21

9008959 Maat 22

9008960 Maat 23

9008961 Maat 24

9008948 Maat 23

9008949 Maat 24

# Diagnostiek

---



## Röntgenfilm

PAN-G groen, verpakt per 100 stuks

9008175 18 x 24 cm

9008176 24 x 30 cm

9008177 30 x 40 cm



## Sneltest Corona

Sneltest voor detectie van Corona virus in de ontlasting. Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008302 Corona sneltest HS hond & kat 10 stuks



## Sneltest FeLV

Sneltest voor detectie van FeLV in bloed - plasma en serum. Er is ook een combi-test beschikbaar voor FIV én FeLV (9008299). Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008297 FeLV sneltest HS 10 stuks



## Sneltest FIV

Sneltest voor detectie van FIV in bloed - plasma en serum. Er is ook een combi-test beschikbaar voor FIV én FeLV (9008299). Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008298 FIV sneltest HS 10 stuks



## Sneltest FeLV/FIV combi

Sneltest voor detectie van FeLV en FIV in bloed - plasma en serum. Dit is een combi-test. Er zijn ook aparte testen voor FIV (9008298) en FeLV (9008297) beschikbaar. Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008299 FeLV/FIV combi sneltest HS 10 stuks



## Sneltest Parvovirus

De parvovirustesten zijn voor detectie van het agens in faeces. Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008300 Parvovirus sneltest HS hond & kat 10 stuks



### Sneltest Borrelia Lyme

Sneltest voor detectie van *Borrelia* spp in de teek. Er wordt getest op antigenen van *Borrelia garinii*, *B. burgdorferi sensu stricto* en *B. afzelii*. Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008301 Borrelia Lyme sneltest HS 10 stuks



### Sneltest Giardia

De Giardiatesten zijn voor detectie van het agens in faeces. Nauwkeurig, snel en gemakkelijk. Resultaat in een paar minuten bekend. Verpakking bevat 10 testen.

9008303 Giardia sneltest HS hond & kat 10 stuks



### Fecalizer Fasol vloeistof

Het product test op: wormen / wormeieren / larven Nodig om te testen: faeces, onderzoekspotje / reageerbuisje (bijvoorbeeld 1046154), laboratorium middelen, microscoop

9009048 Fecalizer Fasol vloeistof HS 1000 ml



### Faeces onderzoekspotje

Plastic faeces onderzoekspotjes met een lepel aan de deksel. Lengte 63 mm, diameter 22 mm, inhoud 18 ml.

9009740 Faeces onderzoekspotje HS 100 stuks



### Faeces flotatie onderzoekset

Parasitologiekit voor afname, transport en flotatietechniek van faeces. Deze kit vergemakkelijkt de uitvoering van de bekende flotatietechniek. Bestaat uit een witte flacon met deksel en ingebouwd groen filter. De kit wordt zonder de flotatievloeistof geleverd (zie 9009048).

1046154 Faeces flotatie onderzoekset HS 50 stuks



### Urinebeker

9009736 Urinebeker kliksluiting HS beker 125 ml

9009737 Urinebeker kliksluiting HS tuitdeksel

9009738 Urinebeker schroefsluiting HS beker 100 ml

9009739 Urinebeker schroefsluiting HS schroefdeksel



### Urine opvangsysteem hond Uricollect

Urine opvangsysteem bestaande uit een transparant monsterbuisje die vastzit aan een schepvormig opvangbakje. De urine stroomt automatisch in het opvangbuisje, welke vervolgens met een schroefdop af te sluiten is voor transport. Individueel steriel verpakt. Handig om snel en gemakkelijk urine te verzamelen bij honden.

9008933 Urine opvangsysteem hond Uricollect HS 1 stuk

### Dermatofyt test HS petrischaal DTM

Deze schimmelkweek bestaat uit een petrischaal met een Dermatofyt Test Medium (DTM). DTM onderdrukt de groei van saprofytische schimmels en bacteriën maar laat de groei van dermatofytische schimmels toe. De voedingsbodem verandert hierdoor van kleur van oranje naar rood. Het is ontwikkeld om de meeste veterinaire relevante pathogene schimmels te diagnosticeren, waaronder *Microsporum*, *Trichophyton* en *Epidermophyton* spp. Doos bevat 6 stuks.



9009916

Dermatofyt test HS petrischaal DTM 6 stuks

### Dermatofyt test HS flacon DTM

Deze schimmelkweek bestaat uit een flacon met afneembare deksel en een plaat erin waarop schimmels kunnen groeien. Makkelijk toepasbare manier om schimmels te inoculeren en monster te verzamelen voor diagnostiek. Het is ontwikkeld om de meeste veterinaire relevante pathogene schimmels te diagnosticeren, waaronder *Microsporum*, *Trichophyton* en *Epidermophyton* spp.



9009917

Dermatofyt test HS flacon DTM 10 stuks

### Dermatofyt test HS petrischaal DTM/ ESA/ SAB

Petrischaal opgedeeld in 3 vakken. Bevat een vak met Dermatofyt Test Medium (DTM), een vak met Enhanced Sporulation Agar (ESA) en een vak met sabouraud agar. De schimmelkweek is ontwikkeld om de meeste veterinaire relevante pathogene schimmels te diagnosticeren, waaronder *Microsporum*, *Trichophyton* en *Epidermophyton* spp. Doos bevat 4 petrischalen.



9009918

Dermatofyt test HS petrischaal DTM / ESA / SAB 4 stuks



#### Reageerbuis

Niet-steriele reageerbuis met een lengte van 10 cm, inhoud 16 ml. Verpakking 20 stuks.

9009060

Transparante buis HS niet-steriel 16 ml 20 stuks



#### Pipet

Niet-steriele pipet gemaakt van polyethyleen met een lengte van 15 cm, inhoud 3 ml. Verpakking 50 stuks.

9009059

Pipet Pasteur HS niet-steriel 3 ml 50 stuks



### Urine opvangsysteem Hydrofoob zand

Een compleet pakket bedoeld voor het non-invasief verzamelen van urinemonsters bij katten. De set bevat hydrofoob zand als kattenbakvulling om gemakkelijk urine van katten te verzamelen. De set bestaat uit 300 gram waterafstotend zand, een wegwerp opvangbak, flacon, pipet en een hersluitbaar plastic zakje.

9880666 Urine opvangsysteem kat Hydrofoob zand HS 1 set

9880667 Urine opvangsysteem kat Hydrofoob zand HS 3 sets



### Uridrid Kat

Uridrid is een kattenbakvulling speciaal ontworpen om urine bij katten te verzamelen. De vulling gaat de urine niet beïnvloeden waardoor deze accuraat onderzocht kan worden. De set bestaat uit 200 gr polypropyleen kattenbakzand, een

pipet en een flacon.

9009058 Urine opvangsysteem kat Uridrid HS 10 sets



### Wattenstaafjes

Wattenstaafjes met kop in lengte 15 of 20 cm.

9003155 Wattenstaafjes HS 15 cm - 5 mm 100 stuks

9003156 Wattenstaafjes HS 20 cm - 10 mm 50 stuks



### Dekglasjes

Vet- en stofvrij oppervlak draagt bij tot optimale visualisatie bij microscopisch onderzoek. Zuivere glassoort (Klasse I).

9002574 Dekglasjes 18 x 18 mm HS 100 stuks



### Objectglasjes

Glashelder, gepolijst en verpakt (bescherming tegen stof) voor een goede visualisatie bij microscopie. Met of zonder matrand verkrijgbaar.

9002572 76 x 26 mm 50 stuks

9002573 76 x 26 mm matrand 50 stuks



### Wattenstokjes

Dubbelzijdige wattenstokjes van Henry Schein HUISMERK. Verpakt per 200 stuks.

9003154 Wattenstokjes HS 8 cm dubbelzijdig 200 stuks

114



**Health Insurance: What's Behind  
Your Premium?**

| Project Status: LAUNTESTSTRIPS PLUS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Overall Status: <span>ON TRACK</span> |  |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|
| Production                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |                                       |  |
| Laungetest Plus 1000000             | ✗ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |
| Laungetest Plus 2                   | ✗ | ✗ | ✗ |   |   |   |   | ✗ |   |   | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |
| Laungetest Plus 3000000             | ✗ | ✗ |   | ✗ |   | ✗ |   | ✗ |   | ✗ | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |
| Laungetest Plus 4000000             | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |   | ✗ | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |
| Laungetest Plus 5000000             | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |   | ✗ | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |
| Laungetest Plus 6000000             | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |   | ✗ | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |
| Laungetest Plus 7000000             | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |   | ✗ | 70% Status: <span>ON TRACK</span>     |  |





## Urine teststrips

**Waarop test het product:**

Zie tabel hiernaast.

**Welke middelen heb je nodig om te testen:** urine, laboratorium middelen. Geen afleesapparatuur benodigd. Houdbaar tot 3 jaar na productiedatum.

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 9002633 | Teststrips HS Urispec Plus 9 leuko 100 stuks   |
| 9002634 | Teststrips HS Urispec Plus 10 SL 100 stuks     |
| 9002636 | Teststrips HS Urispec Plus glucose 100 stuks   |
| 9002637 | Teststrips HS Urispec Plus 3 100 stuks         |
| 9002638 | Teststrips HS Urispec Plus 5 + leuko 100 stuks |
| 9003567 | Teststrips HS Urispec Plus 10 Vet 100 stuks    |



## Tongspatel

Spatel van uiterst flexibel en breukvast berkenhout met glad splintervrij oppervlak. Afmeting 152 x 17 x 1,8 mm. Verpakking 500 stuks.

1002416 Tongspatels HS hout 500 stuks

## Scangel echo

Absoluut vrij van belletjes en onschadelijk voor apparatuur. Vriendelijk voor huid en slijmvliezen. Zonder geur- en kleurstoffen. Zonder stabilisatoren en conserveringsmiddelen.

9000849 Scangel echo HS 250 gram

9000851 Scangel echo HS 5 liter



## Cardiograaf Elektrodengel

Hoge elektrische geleidbaarheid, lange vochtstabiliteit, niet vet, eenvoudig te verwijderen en vrij van luchtbellen. Verpakking 250 ml.

9000847 Cardiograaf Elektrodengel HS 250 ml



## Gedestilleerd water

Het water wordt verhit en de zuivere waterdamp wordt opgevangen. Dit gedestilleerde water is vrij van bacteriën, parasieten, virussen en ziektekiemen.

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 9002576 | Gedestilleerd water Aqua dest HS niet steriel 1 liter  |
| 9002577 | Gedestilleerd water Aqua dest HS niet steriel 5 liter  |
| 9006280 | Gedestilleerd water Aqua dest HS niet steriel 10 liter |



## Thermometer digitaal

Digitale thermometer voor veterinair of thuisgebruik. Waterproof, meetresultaat in maximaal 30 seconden, geheugenoptie. Weergave in °C of °F. Batterij is vervangbaar. Kleur wit/blauw.

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 9006437 | Thermometer HS digitaal                           |
| 9008161 | Thermometer HS digitaal met flexibele punt        |
| 9881826 | Thermometer beschermhoes HS disposable 1000 stuks |

## Stethoscoop

Henry Schein Maxima stethoscoop met sterk roestvrijstaal borststuk for optimale auscultatie. Het dubbelzijdige borststuk met hoge kwaliteit pcv-slang en geïntegreerd veersysteem is duurzaam en handzaam. De oordopjes staan in een anatomisch correcte hoek gepositioneerd - zodat een betere geluidsoverdracht naar uw gehoor is gewaarborgd. Diafragma 45 mm - trechter 30 mm - totale lengte 780 mm. Kleur zwart.

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 9880812 | Stethoscoop HS Maxima 30-45 mm Zwart        |
| 9880813 | Stethoscoop HS Maxima 30-45 mm Bordeauxrood |
| 9880814 | Stethoscoop HS Maxima 30-45 mm Marineblauw  |
| 9880829 | Stethoscoop HS Maxima Membraan 45 mm        |
| 9880830 | Stethoscoop HS Maxima oordopjes groot       |
| 9880831 | Stethoscoop HS Maxima oordopjes klein       |



## Penlight

Medisch diagnostische lampjes, disposable, handig mee te nemen in een borstzak. Verpakking 6 stuks. Met ca. 3 uur brandduur.

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 9008393 | Penlight HS disposable 6 stuks |
|---------|--------------------------------|



## Glijmiddel

Glijmiddel in handige doseerflacon **9880903**. Het glijmiddel is naar aanleiding van klantopmerkingen aangepast en verbeterd! Navullingverpakking van 2.5 liter is verkrijgbaar (9880904).

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 9880903 | Glijmiddel HS met doseerpomp 500 ml |
| 9880904 | Glijmiddel HS 2.5 liter             |



## Hygiëne, reiniging en desinfectie

---



## Reinigungsapparaat Sonorex Super RK 100

Ultrasoon reiniger met 35 kHz en een tankinhoud van 3 liter. Gemaakt van roestvrijstaal, inclusief verwarming en beschikt over een continuustand. Geleverd zonder korf en deksel.

Tankafmeting (L x B x H): 24 x 14 x 10 cm.

1115784 Reinigungsapparaat Sonorex Super RK 100

1115735 Reinigungsapparaat Sonorex Korf k3

1115785 Reinigungsapparaat Sonorex Deksel d100



## Ultrasoonreiniger HS

Digitale ultrasoonreiniger met verwarming, voorzien van Sweep technologie voor grondige reiniging door de gehele tank. Met deksel. Korf is exclusief.

- Afmeting buitenzijde: 32,4 x 17,8 x 27,9 cm
- Afmeting tank: 29,8 x 15,2 x 15,2 cm
- Timer: 60 minuten
- Afvoer met slang

Geleverd inclusief deksel, exclusief inzet korf.

9003563 Ultrasoonreiniger HS digitaal capaciteit 5,7 liter

1211051 Ultrasoonreiniger HS digitaal 5,7l pinch clamp

1207695 Ultrasoonreiniger HS inzet-korf voor digitale reiniger



## HS Sweep 2000 4 liter

Combineert de modernste technologie met een eenvoudig gebruik en een betrouwbare werking. De innovatieve deksel met automatische vergrendeling zorgt voor een gesloten reinigingscyclus en een gestandaardiseerde reinigingsprocedure. Hierdoor is het toestel in werking ook zeer geluidsarm. Overzichtelijk digitaal bedieningspaneel en gebruiksvriendelijke ophangkorf, die door de nieuwe vormgeving eenvoudig uitlekt. Waterafvoerpijp is vergroot voor het eenvoudig leeg laten lopen van de tank. Inhoud 4 liter.

### Technische gegevens

- Stroomverbruik 95 W
- Verwarming 55 Watt
- Timer 60 minuten (digitaal)
- Buitenmaat (B x H x D): 31,8 x 21 x 17,8 cm
- Tankafmetingen (B x H x D): 28,6 x 14 x 8,9 cm
- Gewicht 4 kg

9006375 Ultrasoonreiniger HS Sweep 2000 4 liter



## Combineer! HS Sweep 2000 accessoire kit

### Inhoud:

- Korf 25 x 13 x 7,3 cm
- Gaatdeksels voor 1 en 2 glazen bekers
- 2 glazen bekers
- Zeefkorf
- Zeefdoos voor boren

9006470

Ultrasoonreiniger HS Sweep 2000 accessoire kit

## Alcoholdoekjes

Alcoholdoekjes Prep pads. Verzadigd met isopropyl alcohol 70%. Verpakking: 200 stuks individueel verpakt. Afmeting 6,5 x 3 cm.



1046352 Alcoholdoekjes prep pads HS 200 stuks



### Desinfectiedoekjes HS EuroSept Max XL non-alcohol

Gebruiksklare alcoholvrije doekjes voor desinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen zoals bijv. handstukken en instrumenten. Speciaal geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken zoals kunststoffen, acrylaatglas of vinyl. Inwerktijd 1 minuut, werkzaam tegen bacteriën, virussen en schimmels. Samenstelling per 100 gram vloeistof: 0.24 gram dialkyldimethylammoniumchloride 0.48 gram alkyldimethylammoniumchloride.

Verpakking: 200 Tissues, afmeting tissues 22 x 20 cm. Verkrijgbaar in dispenser en navulverpakking.

9006411 HS EuroSept Max XL-wipes **dispenser** non-alcohol

9006410 HS EuroSept Max XL-wipes **navulling** non-alcohol



### Desinfectiedoekjes HS Maxima non-alcohol

Alcoholvrije doekjes voor snelle reiniging en desinfectie van oppervlakken en niet-invasieve medische hulpmiddelen/instrumentarium. REINIGT EN DESINFECTEERT. Inwerktijd 1 minuut, werkzaam tegen bacteriën, virussen en schimmels. Samenstelling: 100 gram gesatureerde vloeistof bevat 0.24 gram Dialkyldimethylammoniumchloride en 0.48 gram Alkyl(Aryl)dimethylammoniumchloride. Verpakking: 75 tissues, afmeting tissues 28 x 28 cm, 1150g gesatureerde vloeistof. De verpakking moet gevuld worden met water. Verkrijgbaar in dispenser en navulverpakking.

9006138 Desinfectiedoekjes HS Maxima **dispenser** non-alcohol

9006139 Desinfectiedoekjes HS Maxima **navulling** non-alcohol

### Desinfectans oppervlakken



Reiniging- en desinfectiemiddel voor oppervlakken en equipment, aldehydevrij. Alleen te gebruiken bij alcohol bestendige oppervlakken. Virucide, bactericide en fungicide. Samenstelling per 100 gram: 25 gram ethanol (94%) en 35 gram 1-propanol. 9002092 is de geconcentreerde variant: 5 liter concentraat volstaat voor 1000 liter oplossing.

9001291 Desinfectievloeistof EuroSept Max Surface 1 liter

### Desinfectans afzuigsysteem



Geconcentreerd desinfectiemiddel voor afzuigsystemen en amalgaamafscheiders. Schuimt niet en heeft een frisse geur. Gebruik een oplossing van 2%; geschikt voor dagelijks gebruik. Zuig de oplossing op en laat deze voor 30 minuten weken. Actief tegen virussen, bacteriën en schimmels. Samenstelling per 100 gram: 7.5 gram dioctyldimethylammoniumchloride.

9001294 Desinfectie afzuigsysteem EuroSept Max Evac 2 liter concentraat

### Reinigingsdoekjes droog



Multifunctionele, pluisvrije en absorberende reinigingsdoekjes. Afmeting: 32.5 x 40 cm, verpakking 50 stuks.

9002938 Reinigingsdoekjes droog HS 50 stuks



## Desinfectiedoekjes HS EuroSept Max XL-wipes lemon

Gebruiksklare doekjes voor desinfectie van oppervlakken en instrumenten, met frisse citroengeur. Op basis van alcohol en aldehydevrij. Bevochtigt het oppervlak en laat het aan de lucht drogen. Inwerktijd 1 minuut, werkzaam tegen virussen, bacteriën en schimmels. Gebruik alleen bij alcohol geschikte oppervlakken. Samenstelling

per 1 gram: 0.25 gram ethanol (94%) en 0.35 gram 1-propanol. Afmeting: 22x 20 cm.

9002096 Max XL-wipes lemon, *dispenser* 200 stuks

9002095 Max XL-wipes lemon, *navulling* 200 stuks



## Reiniging & desinfectans roterend instrumentarium

Gebruiksklaar reinigings- & desinfectiemiddel voor roterend instrumentarium, zoals boren. Niet gebruiken bij koper- of aluminiumonderdelen of kleurgecodeerd roterend instrumentarium. Leg de instrumenten direct in de oplossing om het opdrogen van vuil te vermijden. Let daarbij op dat alles

helemaal bevochtigd wordt. Maximale dompeltijd: 30 minuten. Spoel de instrumenten niet af met water, maar laat ze gewoon drogen op een papieren doekje. Ververs de oplossing dagelijks. Samenstelling per 100g: 1.6 gram kaliumhydroxide, 10 gram 2-propanol, 0.1 gram 2-ethylhexanol.

9001288 Reiniger HS EuroSept Max Bur 2 liter

## Desinfectans instrumenten

Desinfectie- en reinigingsmiddel voor dentale en chirurgische instrumenten, aldehydevrij en sterk geconcentreerd. Oplossing maken van 1.5% of 3%. Ook geschikt voor gebruik in een ultrasoonreiniger. Virucide en bactericide werking. Samenstelling per 100 gram: 14 gram cocospropyleendiamineguanidinediacetaat, 35 gram phenoxypropaanol, 2.5 gram benzalkoniumchloride.

9002600 Desinfectievloeistof HS EuroSept Max Lemon Instrumentarium 2 liter



## Desinfectie vloeistof

Gebruiksaanwijzing: De gebruiksklare vloeistof wordt geleverd in een 750 ml flacon met een sproeikop (9006137) die zowel een spray, als ook een foam stand heeft zodat naar keuze een foam of een spray aangebracht kan worden. Daarnaast is er ook een navulverpakking van 5 liter (9006281)

verkrijgbaar. Het niet alcohol houdende desinfectans dient vanaf een afstand van 20 - 30 cm aangebracht te worden op de gewenste oppervlakten en dient middels een niet gekleurde(niet pluizende) doek verder verspreid te worden. Microbiologische doeltreffendheid/Werkzaamheid: Bacteriën (incl. MRSA) conform VAH/DGHM, EN 1040 en EN 1276, EN 13697 (hoge biologische belasting): geconcentreerd 1 min. Candida albicans conform VAH/DGHM en EN 1275, EN 1650, EN 13697 (hoge biologische belasting): geconcentreerd 1 min. met membraan omhulde virussen (d.w.z. HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1) conform BGA(RKI)/ DVV met biologische belasting: geconcentreerd 1 min. (met biologische belasting). Rotavirussen conform BGVV / DVV: geconcentreerd 1 min Norovirussen conform En 14476 (lagere biologische belasting) geconcentreerd 30 min. Samenstelling: 100 gram bevat: 0.24 g dialkyldimethylammoniumchloride en 0.48 g alkyl (aryl)dimethylammoniumchloride.

9006137 Desinfectievloeistof non-alcohol HS Maxima Surface 750 ml

9003204 Desinfectievloeistof en reiniging vloeren non-alcohol

Safesept HS concentraat 5 liter



## Reiniging Instrumentarium

Orange Oil Cleaner verwijdert resten zinkoxide cement, alginaat en gips, afdrukpasta en bloed. Geschikt voor stalen en keramische materialen, afdrukpellets en instrumenten.

9002484 Orange Oil cleaner Instrumentarium HS



## Waslotion HS EuroSept zeepvrij

Zeep & alkaline vrije waslotion voor het reinigen en verzorgen van de gevoelige huid. Neutrale pH-waarde. Verstoot de natuurlijke protectie van de opperhuid niet. Voor wassen & hydrateren. Normale variant is licht geïmpureerd, de **Sensitive** variant bevat geen geur- en kleurstoffen. De waslotion kan ook gebruikt als douche- & badlotion. Biologisch afbreekbaar.

9002594 Waslotion HS EuroSept zeepvrij 1 L

**1** 9001317 Waslotion HS EuroSept zeepvrij 5 L

**2** 9002608 Waslotion HS EuroSept Sensitive 1L

**3** 9002609 Waslotion HS EuroSept Sensitive 5L

**4** 9792558 Doseerpomp HS EuroSept 1 L

**5** 9792557 Doseerpomp HS EuroSept 5 L

1049452 Spraykop HS Eurosept Max surface

1049452 Tapkraan HS voor 5 L en 10 L flacon 1 stuks



### Combineer!

Handige doseerpompen **5** **6**  
Deze draai je eenvoudig in de 1 liter flessen of de 5 liter jerrycans. Daarmee zijn de flessen direct erg handig in gebruik!

## Wandhouder zeepdispensers

Zeepdispenser. Geschikt voor flessen van 500 ml en/of 1 liter van Henry Schein huiskmerk. De touchless variant werkt op AA batterijen (niet inbegrepen), de normale variant is met de hand of elleboog te bedienen. Gemakkelijk te reinigen.

**1** 9792758 Zeepdispenser Touchless HS voor 500-1000 ml flacons

**2** 9793828 Zeepdispenser HS voor 500 ml flacons

9793843 Zeepdispenser HS voor 1000 ml flacons



## Tips voor handreiniging

- Open de kraan met de elleboog en maak de handen nat onder een flinke straal stromend water
- Voorzie de handen van vloeibare zeep en wrijf de handen gedurende minimaal 10 seconden goed over elkaar
- Vergeet de vingertoppen, duimen en gebieden tussen vingers en polsen niet



- Spoel de handen goed af en sluit de kraan opnieuw met de elleboog
- Droog de handen af met een papieren wegwerp-handdoek (ook de polsen en tussen de vingers)

## HS EuroSept

Gebruiksklare handdesinfectans voor cutaan gebruik op alcohol basis. Werkzaam tegen bacteriën, virussen en schimmels. Kleurstof- en parfuvrij, geschikt voor de gevoelige huid. Hygiënische handdesinfectie in 30 seconden, chirurgische handdesinfectie in 90 seconden, voldoet aan alle relevante Europese normeringen. Werkzaam tegen bacteriën, virussen en *Candida albicans*. Bevat per 100 gram: 62.8 gram 2-propanol.

9009659 Hand & Huidesinfectie HS EuroSept 150 ml

9009660 Hand & Huidesinfectie HS EuroSept 500 ml

9009661 Hand & Huidesinfectie HS EuroSept 1

9009662 Hand & Huidesinfectie HS EuroSept 5 L



1



### Handlotion en handcreme

De nieuwe handcreme van HUISMERK Henry Schein. Verpakt in een handige tube met 100 ml creme. Bijna geurloos (slechts 0.5% parfum) en kwalitatief hoogwaardige rijk huidcreme voor alle huidtypes. Het helpt bij het zachthouden en heeft vochtinbrengende eigenschappen. Het wordt snel opgenomen en heeft een langaanhoudend effect.

9008402 Handlotion HS 500 ml

1

9008925 Handcreme EuroSept

1



2



### Nagelverzorging

9008402 Nagelborstel HS autoclaveerbaar, 1 stuks

1

9003084 Nagelschaar humaan Blue-line gebogen 105 mm

2

9003085 Nagelschaar humaan Blue-line gebogen 90 mm



## Tips voor handdesinfectie

- Breng de handdesinfectie vloeistof aan op droge handen
- Neem zoveel alcohol totdat het kuilje van één handpalm is gevuld
- Wrijf de handen gedurende minimaal 30 seconden zorgvuldig over elkaar tot ze weer droog zijn
- Start met de onderarmen en polsen, vervolgens de handen

1



2



3



4



5



6







## Papier C-fold en Z-fold

Bijzonder zachte en goed absorberende handdoekjes.

### C-Fold

9003320 Papier HS **C-fold** 1-laags 25 x 33 cm 24 x 156 stuks

9003323 Papier HS **C-fold** 2-laags 23 x 33 cm 16 x 150 stuks

9006451 Papier HS **C-fold** 2-laags 25 x 41 cm, 20 x 96 stuks

### Z-Fold

9003324 Papier HS **Z-fold** 1-laags 25 x 23 cm, 20 x 250 stuks

9003325 Papier HS **Z-fold** 2-laags 22 x 24 cm, 15 x 214 stuks

9003326 Papier HS **Z-fold** 3-laags 32 x 21 cm, 20 x 125 stuks

9003327 Papier HS **Z-fold** 3-laags 42 x 21 cm, 20 x 100 stuks

## Dispensers voor papierrol & papieren handdoek

Solide kunststof dispenser voor papierrollen van o.a. Henry Schein HUISMERK. Kleur wit. De Mini is geschikt voor artikel 9003314 en 9003318. De Midi is geschikt voor artikel 9003315 en 9003316.

9008449 Dispenser HS papierrol Mini wit 34.5 x 18 x 17.2 cm

1

9008448 Dispenser HS papierrol Midi wit 36.5 x 25 x 23 cm

9008446 Dispenser HS Z-Fold wit 27.5 x 37.4 x 14 cm

9008447 Dispenser HS C-Fold wit 27.5 x 37.4 x 10.6 cm



## Tissues Henry Schein HUISMERK

Witte en zeer zachte zakdoekjes in een dispenserdoos. Afmeting 19.5 x 21 cm, 2 laags, pluisarm, zonder kleur en geurstoffen. Verpakking 100 doekjes.

9002377 Tissues HS 2 - laags 19,5 x 21 cm wit 100 stuks

## Papierrol Henry Schein HUISMERK

Wit papier, afrolbaar vanuit het midden. Sterk en goed absorberend.

9003314 Papierrol HS Mini 1-laags 120 m, 12 rol

9003318 Papierrol HS Mini 2-laags 60 m, 12 rol

9003315 Papierrol HS Midi 1- laags, 275 m, 6 rol

9003316 Papierrol HS Midi 2-laags, 160 m, 6 rol





## Toiletpapier

Henry Schein toiletpapier, absorberend en zacht. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

**9003328** Toiletpapier HS 2-laags 12 x 4 rollen wit

**9006481** Toiletpapier HS 3-laags 7 x 8 rollen wit

## Kadaverzakken

Sterke kadaverzakken van Henry Schein HUISMERK.

**9009989** Kadaverzakken HS 77 x 105 cm 20 stuks 105 mu



## Vuilniszakken

Sterke zwarte afvalzakken van afbreekbare folie met geïntegreerde treksluiting. Verpakking 20 rollen van 20 zakken, materiaaldikte 30 mμ. Kleur zwart.

**9009400** Vuilniszak 30 liter 20 x 20 stuks zwart

**9009401** Vuilniszak 50 liter 20 x 20 stuks zwart

**9006178** Vuilniszak 98 x 65 stuks zwart

**9009403** Vuilniszak 30 liter 20 x 20 stuks transparant


## Hygiënehoezen instrumentarium



1



2



3

**9009370** Universele hygiënehoes transparant 10 x 15 cm, 1200 stuks

*Deze afdekfolie heeft een plakzijde aan de onderkant en is geschikt voor eenmalig gebruik. Helpt bij voorkomen van kruiscontaminatie. In handige dispenserbox. Niet-steriel.*

**9009371** Hygiënehoes voor handvat operatielamp transparant 10 x 15 cm, 500 stuks

*Transparante hoes in T-vorm voor handvat van een operatielamp. Eenvoudig aan te brengen, helpt bij het voorkomen van kruiscontaminatie. Niet-steriel.*

1

**9009043** Hygiënehoes voor handstukken transparant 3.8 x 20.3 cm, 500 stuks

*Disposable hoesen voor bescherming en schoonhouden van bijvoorbeeld tandheelkundige hand- en hoekstukken. Niet-steriel.*

2

**9009046** Hygiënehoes voor slang en kabel, transparant, 10 cm x 365 m, op rol

*Disposable hoesen voor bescherming en schoon houden van slangen en kabels. 365 meter op rol, 10 cm breed, transparant, niet-steriel.*

3



1



2

## Kledingborstel en lintrollers

Kledingrollers voor het gemakkelijk verwijderen van haren uit textiel zoals kleding, auto, meubels en tapijt. Veeg over het oppervlak en verzamel zo de haren. De borstel is wasbaar. Eenvoudig te gebruiken en mee te nemen, direct effectief. De lintrollers zijn voor het eenvoudig verwijderen van haar en pluizen op textiel. Ideaal bij gebruik in de praktijk als ook thuis bij eigenaren van dieren. Navulling is verkrijgbaar (9006417).

9009735 Kledingborstel HS dierenhaar verwijderaar

1

9006417 Lintrollers houder met 2 rollen Henry Schein HUISMERK

2

9006418 Lintrollers navulling 4 rollen Henry Schein HUISMERK



## Sterilisatielaminaat

Deze rollen zijn gemaakt van stevig papier met een indicatorveld en een transparante laag folie. Verpakking per stuk.

9002991 50 mm x 200 m

9002992 75 mm x 200 m

9002993 100 mm x 200 m

9880485 150 mm x 200 m

9880486 200 mm x 200 m

9880487 250 mm x 200 m

9880488 300 mm x 200 m



## Sterilisatiezakken met kleefstrook

Sterilisatiezakjes met drievoudige sealnaad, brede kleefstrook en indicatorveld. Geschikt voor autoclaaf of chemische sterilisatie.

9003058 10 x 30 cm, 500 stuks

9003059 5 x 30 cm, 500 stuks

9003060 7.5 x 30 cm, 500 stuks

9002983 8.9 x 25.4 cm, 200 stuks

9002984 8.3 x 15.9 cm, 200 stuks

9002985 13.4 x 28 cm, 200 stuks


9002986 25.4 x 38.1 cm, 200 stuks



## Sealapparaat Heatsealer

Sealapparaat voor sterilisatielaminaat op rol of zakjes. De digitaal instelbare temperatuurbegrenzing voorkomt doorbranden / oververhitting en zorgt voor een lange levensduur van het verwarmingselement. De vast instelbare druk geeft een betrouwbare sealnaad van 10 mm. De verpakking wordt op maat afgesneden met het ingebouwde snijmes. Geschikt voor een sealbreedte tot 29 cm. Digitale aanpassing van de ingestelde temperatuur uitgerust met visueel en akoestisch display. Afmeting 43 x 31 x 18 cm (zonder rol). Temperatuur 130 °C - 170 °C.

9006377 Sealapparaat Heatsealer 2000 HS



## Helix test

Stoompenetratietest: controle van een goede sterilisatie van holle instrumenten en instrumenten met een nauw lumen. Ook ter controle van de goede vacuümwerking van de B-autoclaaf. Navulling verkrijgbaar (9008650).

9008649 Helix test kit inclusief 250 sheets

9008650 Helix test navulling 250 sheets



## Autoclaaftest

Stoompenetratietest: controle van een goede verwijdering van de lucht in de ketel. Navulverpakking ook verkrijgbaar (9008647).

9008646 Autoclaaftest Bowie-Dick kit + 20 testen

9008647 Autoclaaftest Bowie-Dick navulling 20 stuks



## Autoclaaf indicator marker

Met deze marker kan men op het indicatorveld van de sterilisatiezak schrijven. De kleur zal van wijnrood naar groen verkleuren na het sterilisatieproces. Deze geeft echter geen bewijs van steriliteit.

9008492 Autoclaaf Indicator Marker



## Autoclaaftape

Voor gebruik in de autoclaaf. Deze tape geeft geen bewijs van steriliteit. De tape dient enkel om een onderscheid te maken tussen iets dat nog moet worden gesteriliseerd en iets dat reeds gesteriliseerd is. Verpakking per stuk. Afmeting 1.9 cm x 50 m.

9001838 Autoclaaftape 19mm 50 meter, met indicator

## Veterinary Instrumentation



**Do more. Treat better.**

### VI producten verkrijgbaar bij AUV

*Uitgebreid assortiment chirurgie instrumentarium, dental equipment, orthopedische producten en nog veel meer!*

Producten van Veterinary Instrumentation zijn rechtstreeks te verkrijgen via AUV. Het assortiment is te bekijken op AUV Webshop: [webshop.auv.nl](http://webshop.auv.nl)

De levertijd bedraagt 1 werkdag, mits op voorraad en vóór 13:30 uur besteld.

Meer informatie over VI? Neem contact op met uw accountmanager bij AUV of met AUV Binnendienst via 0485 - 33 55 55 of [info@auv.nl](mailto:info@auv.nl).

Leading the way for 30 years

**Do more. Treat better.**

Veterinary Instrumentation is a  HENRY SCHEIN® company.



## Kleding en protectie

---





### Wandhouder handschoenendoos

Transparante houder voor handschoenendozen. Kan aan de muur bevestigd worden (voorgeboorde gaten, exclusief schroeven) of op de kast neergezet worden.

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 9795054 | Wandhouder voor 1 handschoenendoos  |
| 9795055 | Wandhouder voor 2 handschoenendozen |
| 9795056 | Wandhouder voor 3 handschoenendozen |



### Handschoenen Aloë vera latex

Poedervrije latex onderzoekshandschoenen met uitstekende vingergevoeligheid. Zweeten minder. Door de speciale Aloë Vera binnenbekleding worden de handen verzorgd tijdens het dragen. Verpakking 100 stuks.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 9002871 | HS latex aloe vera poedervrij X-Small |
| 9002872 | HS latex aloe vera poedervrij Small   |
| 9002873 | HS latex aloe vera poedervrij Medium  |
| 9002874 | HS latex aloe vera poedervrij Large   |
| 9002875 | HS latex aloe vera poedervrij X-Large |



### Handschoenen Latex

Licht gepoederde onderzoekshandschoenen van Henry Schein. Verpakking 100 stuks.

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 1010954 | HS latex poeder X-Small |
| 1014477 | HS latex poeder Large   |
| 1015137 | HS latex poeder Small   |
| 1019020 | HS latex poeder Medium  |



### Handschoenen Latex Poedervrij

Niet steriele, poedervrije handschoenen met een wateroplosbaar proteïne gehalte van minder dan 50 µg/g. Voor optimaal draagcomfort met een goede pasvorm. Dun maar scheurbestendig. Lekwaarde AQL 1,5. Verpakking 100 stuks.

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1019924 | HS latex poedervrij X-Small |
| 1018787 | HS latex poedervrij Small   |
| 1013806 | HS latex poedervrij Medium  |
| 1010445 | HS latex poedervrij Large   |



### Handschoenen Premiumgrip Latex

Niet steriele poedervrije onderzoekshandschoenen gemaakt van latex met polymeer coating. Extra grip dankzij een subtiele honinggraatstructuur op het oppervlak en extra textuur op de vingertoppen. Verpakking 100 stuks.

9002535 Premiumgrip latex poedervrij X-Small


9002536 Premiumgrip latex poedervrij Small

9002537 Premiumgrip latex poedervrij Medium

9002538 Premiumgrip latex poedervrij Large

9002539 Premiumgrip latex poedervrij X-Large

### LATEXVRIJ



### Handschoenen Nitril Poedervrij

Niet steriele, poeder- en latexvrije nitrilhandschoenen met een groot draagcomfort en een goede pasvorm. Soepel en sterk met geruwde vingertoppen voor een goede grip. Verpakking 200 stuks.

9008652 HS nitril poedervrij poedervrij X-Small

9008653 HS nitril poedervrij poedervrij Small

9008654 HS nitril poedervrij poedervrij Medium

9008655 HS nitril poedervrij poedervrij Large

9008656 HS nitril poedervrij poedervrij X-Large

### LATEXVRIJ



### Handschoenen Criterion Vinyl Poedervrij

Niet steriele latexvrije poedervrije onderzoekshandschoenen gemaakt van vinyl. Ideaal voor personen met een latexallergie. Dichtheidswaarde AQL 1.5. Groot draagcomfort.

9008167 Criterion vinyl poedervrij X-Small

9008166 Criterion vinyl poedervrij Small

9008165 Criterion vinyl poedervrij Medium

9008164 Criterion vinyl poedervrij Large

9008163 Criterion vinyl poedervrij X-Large

### LATEXVRIJ



### Handschoenen Criterion Vinyl

Niet steriele latexvrije gepoederde onderzoekshandschoenen gemaakt van vinyl. Ideaal voor personen met een latexallergie. Dichtheidswaarde AQL 1.5. Groot draagcomfort dankzij een goede pasvorm, naadloos, dun maar scheurbestendig met rolrand. Verpakking 90 stuks.

9008172 HS Criterion vinyl poeder X-small

9008171 HS Criterion vinyl poeder Small

9008170 HS Criterion vinyl poeder Medium

9008169 HS Criterion vinyl poeder Large

9008168 HS Criterion vinyl poeder X-large



## Handschoenen steriel Latex Lichtgepoederd

Steriele licht gepoederde handschoenen met een hoog draagcomfort en een uitstekende sensitiviteit. Voorzien van anti-allergeen poeder. Verpakking 50 paar.

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1047721 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 5.5 |
| 1043500 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 6   |
| 1049242 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 6.5 |
| 1043501 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 7   |
| 1045920 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 7.5 |
| 1044696 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 8   |
| 1045787 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 8.5 |
| 1049192 | Handschoenen steriel HS latex poeder maat 9   |



## Handschoenen steriel Latex poedervrij

Steriele poedervrije handschoenen met hoog draagcomfort en uitstekende sensitiviteit. Zelfs met vochtige handen gemakkelijk aan te trekken dankzij polymere binnencoating. Verpakking 50 paar.

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 1046125 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 5.5 |
| 1045073 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 6   |
| 1049218 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 6.5 |
| 1043502 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 7   |
| 1043503 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 7.5 |
| 1043563 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 8   |
| 1047315 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 8.5 |
| 1047227 | Handschoenen steriel HS latex poedervrij maat 9   |

## LATEXVRIJ

## Handschoenen neopreen

Steriele operatiehandschoen speciaal voor mensen met een poeder- en/of latexallergie. Steriel per paar verpakt. Verpakking 50 paar. Materiaal: polychloropreen (neopreen).

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1213653 | Handschoenen steriel HS neopreen 5.5 lp |
| 1213654 | Handschoenen steriel HS neopreen 6.0 lp |
| 1213655 | Handschoenen steriel HS neopreen 6.5 lp |
| 1213656 | Handschoenen steriel HS neopreen 7.0 lp |
| 1213657 | Handschoenen steriel HS neopreen 7.5 lp |
| 1213658 | Handschoenen steriel HS neopreen 8.0 lp |
| 1213659 | Handschoenen steriel HS neopreen 8.5 lp |
| 1213660 | Handschoenen steriel HS neopreen 9.0 lp |





### Mondmasker met lintsluiting

Zachte witte vliesstof met hoge filtercapaciteit. Vochtresistent, hoog draagcomfort en voorzien van lintsluiting en neusbeugel. Verpakking 50 stuks.

9006143 Mondmasker HS lintsluiting blauw

9006144 Mondmasker HS lintsluiting groen



### Mondmasker met oorbandjes

Mondmaskers voorzien van elastische oorbandjes en neusbeugel. Fiberglas en latexvrij. BFE 98.9% bij 0.1 micron, 99.7% bij 0, 3 micron. Vervaardigd volgens norm EN14683. Afmeting 95 x 17 mm. Verpakking 50 stuks.

9006146 Mondmasker HS oorbandjes blauw

9006147 Mondmasker HS oorbandjes groen

9006150 Mondmasker HS oorbandjes roze



### Mondmasker extra protection

Latexvrije vloeistofbestendige beschermmaskers. Ook verkrijgbaar met oogbescherming (9009065). Deze maskers bieden de hoogste graad van preventie tegen stof en micro-organismen en voldoen aan alle bestaande ASTM-standaarden voor veiligheidsmaskers. Het masker is nauw aansluitend en comfortabel om te dragen. Met elastische oorbandjes en neusbeugel.

9009066 Mondmasker oorbandjes extra protection

9009065 Mondmasker oorbandjes extra protection met oogbescherming



### Operatiemuts

Haarpetje met comfortabel elastiek en goede pasvorm zodat alle haren worden bedekt. Latexvrij. Omtrek 61 cm. In wit of blauwe kleur. 100 stuks per doos.

1026614 Operatiemuts HS wit disposable 100 stuks

1046058 Operatiemuts HS blauw disposable 100 stuks



### Operatiejas

Steriele wegwerp operatiejas van polyethyleen met banden op de rug en aan de polsen voor een optimale pasvorm. Steriel, individueel verpakt. Lengte 130 cm.

9880503 Operatiejas HS groen disposable steriel 130 cm



### Operatiejas

Steriele disposable operatiejas, gemaakt van vochtafstotend non-woven (SMS) materiaal. Voorzien van zijsluiting en elastisch gewoven manchetten voor meer comfort. De steriliteit van de gebruiker wordt geoptimaliseerd door het sluitsysteem op verschillende plaatsen. Voldoet aan Europese normen voor operatiekleding DIN EN13795. Steriel individueel verpakt. Verpakking 25 stuks.

9008381 Operatiejas HS blauw disposable steriel M 25 stuks

9008382 Operatiejas HS blauw disposable steriel L 25 stuks

9008383 Operatiejas HS blauw disposable steriel XL 25 stuks



### Overschoenen

Overschoenen non-woven en niet geleidend. Universele maat. Niet steriel, latexvrij en voorzien van anislip. Verpakking 50 x 2 stuks.

1049452 Overschoenen HS antislip anti-slip blauw 50 paar



### Röntgenshort

Beschermt de voorzijde van het lichaam. In verband met de lengte wordt dit short veel door dierenartsen gebruikt. Kan in staande en zittende positie worden gedragen. Met klittenbandsluiting en zonder zakken. Kleur blauw.

9881834 Röntgenshort Medium 65 x 120 cm

9881835 Röntgenshort HS Large 75 x 120 cm



### Schildklier beschermer

De schildklierbeschermer beschermt de schildklierregio tegen strooistraling. Universele maat met klittenbandsluiting. Kleur blauw. Loodgehalte 0.5 Pb.

9881840 Röntgen schildklierbescherming blauw one size



### Röntgenshort met schouderprotectie

Röntgenshort met schildklierbeschermer en schouderprotectie. Beschermt het bovenlichaam tegen strooistraling. Kleur blauw. Loodgehalte 0.5 Pb.

9881839 Röntgenshort 0.5 mm Pb incl schildklier- en schouderprotectie

# Landbouwhuisdieren

---





### Merkspray

Sneldrogende markeerspray geschikt voor toepassing bij de meeste landbouwhuisdieren. Verkrijgbaar in 3 kleuren: rood, blauw en groen. Lichtstabiel en waterresistent. Speciaal ontwikkelde formule voor goed resultaat op droge en natte vacht. Goed te doseren en duidelijke nummers/letters mee te spuiten. Loodvrije pigmenten.

9880138 Merkspray HS rood 400 ml

9880139 Merkspray HS blauw 400 ml

9880140 Merkspray HS groen 400 ml



### Melknaald

Voor het inbrengen van bepaalde vloeistoffen in de uier via het tepelkanaal. Diameter 3.3 mm, luer-lock aansluiting voor spuiten. Steriel individueel verpakt in blisterverpakking.

9009610 Melknaald HS 3.3 mm disposable steriel 20 stuks



### Merkstift

Merkstift geschikt voor het markeren van de meeste landbouwhuisdieren. Klein en makkelijk mee te nemen. Verkrijgbaar in drie kleuren: rood, blauw en groen.

9880142 Merkstift HS blauw 400 ml

9880143 Merkstift HS groen 400 ml



### Tepelcanule

Tepelcanule (teat dilator) in vaseline. Houdt het kanaal open na beschadigingen/irritatie. Voor dilatatie in geval van stenose. Lengte 5 cm. Verpakking: 10 stuks. Tepelcanule met parel en vaseline (9881832) Verpakking: 20 stuks in pot, met gescheiden vaseline compartiment.

9881829 Tepelcanule HS 5 cm 10 stuks

9881832 Tepelcanule HS met parel 5.5 cm 20 stuks



1



2



## Rundermagneet

Kunststof kooi (9008767) met een platte magneet, kleur groen. De magneten hebben de ideale grootte, vorm en gewicht voor maximale bescherming en remedie tegen traumatische indigestie bij runderen. De lengte en de diepe groeven van de plastic kooi zorgen voor extra bescherming tegen scherpe voorwerpen. Ook keramische rundermagneten van Henry Schein verkrijgbaar (9008768).

9008767 Rundermagneet HS groen 10 stuks

1

9008768 Rundermagneet HS keramisch 12 stuks

2



## Scangel echo

Absoluut vrij van belletjes en onschadelijk voor apparatuur. Vriendelijk voor huid en slijmvliezen, zonder geur- en kleurstoffen. Zonder stabilisatoren en conserveringsmiddelen.

9000849 Scangel echo HS 250 gram

9000851 Scangel echo HS 5 liter

VERBETERD!



## Glijmiddel

Glijmiddel in handige doseerflacon. Het glijmiddel is naar aanleiding van klantopmerkingen aangepast en verbeterd! Navullingverpakking van 2.5 liter is verkrijgbaar (9880904).

9880903 Glijmiddel HS met doseerpomp 500 ml

9880904 Glijmiddel HS 2 - 5 liter



## Speenstiften

Speenstiften met vaseline, lengte 5 cm en diameter 6 mm. Te gebruiken bij betrapte en ontstoken spenen. Verpakking 20 stuks.

9881830 Speenstiften wol HS 5 cm 20 stuks

9881831 Speenstiften wol HS 5.5 cm 20 stuks





### Handschoenen halflang

Maxima® is de kwalitatief hoogwaardige lijn van Henry Schein HUISMERK. Het circulaire elastiek houdt het distale einde van de handschoenen (ter hoogte van de elleboog) op zijn plaats. Gemaakt van LDPE + 18% EVA. Dikte 0.03 mm.

9880490 Halflang met fixatieband Maxima plastic Small 87 cm 100 stuks

9880489 Halflang met fixatieband Maxima plastic Large 85 cm 100 stuks

1



### Handschoenen met schouderstuk


**9880491** Veterinaire onderzoekshandschoenen met schouderstuk. Maxima® is de kwalitatief hoogwaardige lijn van Henry Schein HUISMERK. Gemaakt van sensitief en zacht plastic. Materiaal: ethyleen copymeer butylacrylaat EBA. Lengte 128 cm, dikte 0.028 mm, gewicht 16 gram. Transparant, universele maat. Verpakking 50 stuks per doos.

**9880491** Gemaakt van zacht plastic LDPE + 20%, lengte 116 cm, diameter nek 20-21 cm, dikte 0.025 mm, gewicht 11 gram. Kleur groen, universele maat, verpakking 50 stuks.

9880491 Met schouderstuk HS Maxima plastic Large 50 stuks

1

9009609 Met schouderstuk HS Soft plastic 50 stuks



### Afdekdoek steriel koliek operatie Paard

Speciale set voor koliek operaties bij paarden. Bevat een afdekdoek die het lichaam evenals de achterpoten van het paard beslaat. Voor de darmen zijn twee zakken bevestigd. Inhoud pakket: 2 x stockinette 75 x 120 cm, afdekdoek geperforeerd 260 x 370 cm, onderlegger 150 x 200 cm, 2-laags nonwoven materiaal, absorberend spunbond en polyethyleen.

9008243 Afdekdoek HS steriel koliek operatie paard 4-delig

1



2



### Handschoenen halflang Supersensitive/Soft

Veterinaire onderzoekshandschoenen **Supersensitive** voor optimaal tastgevoel. Het is een lange handschoen zonder schouderstuk. Materiaal LDPE + 50% EVA, lengte 94 cm, dikte 0.03 mm, gewicht 9 gram. Kleur oranje. Verpakking: 100 stuks.

**9009608** is een veterinaire onderzoekshandschoen van speciaal zacht plastic. Materiaal LDPE + 20% EVA. Lengte 91,5 cm, dikte 0.025 mm, gewicht 8.5 gram, universele maat, kleur groen en half lang (tot voorbij de elleboog)

9009606 Supersensitive plastic Heren 94 cm 100 stuks

1

9009607 Supersensitive plastic Dames 91,5 cm 100 stuks

9009608 Halflang HS Soft plastic 91,5 cm 100 stuks

2



## Flexothane

Deze kwaliteitsvolle kledinglijn is gemaakt uit klassiek flexothane (neopreen) dat uiterst waterdicht en waterafstotend is, maar toch ademend!

### Voordelen:

- Wind- en waterdicht
- Hoge scheurweerstand
- Licht
- Comfortabel
- Machinewasbaar



## Verlosjas flexothane kort

Met neopreen manchet en zak op de rechterheup. Verpakking per stuk.

9882072 Verlosjas kort - S

9882073 Verlosjas kort - M

9882074 Verlosjas kort - L

9882075 Verlosjas kort - XL

9882076 Verlosjas kort - XXL



## Verlosbroek

Met extra breed borststuk voor optimale bedekking en een binnen-zak. Toegang tot de broek langs de rechterheup en gemakkelijk te hanteren gesp met kliksluiting.

9882088 Verlosbroek met voorschoot HS flexotane XL

9882089 Verlosbroek met voorschoot HS flexotane XXL



## Verlosjas flexothane lang

Met neopreen manchet en zak op de rechterheup. Verpakking per stuk.

9882077 Verlosjas lang - 140 cm S

9882078 Verlosjas lang - 130 cm M

9882079 Verlosjas lang - 145 cm L

9882080 Verlosjas lang - 160 cm L

9882081 Verlosjas lang - 145 cm XL

9882082 Verlosjas lang - 160 cm XL

9882083 Verlosjas lang - 145 cm XXL

9882084 Verlosjas lang - 160 cm XXL



## Verlosjas

Niet-steriele werkgewerp verlosjas van polyethyleen. Transparant groen met lange manchetten. Verpakking per stuk.

9880526 Verlosjas groen disposable 140 cm

9880527 Verlosjas groen disposable 156 cm

9880528 Verlosjas groen disposable 165 cm



## Voorschoot

Disposable voorschoot van polyethyleen (plastic) van Henry Schein HUISMERK. Kleur wit, 75 x 125 cm. Dikte 0.014 mm.

9881842 Voorschoot HS plastic disposable 125 cm 100 stuks

9881843 Voorschoot HS plastic disposable 140 cm 100 stuks

9881844 Voorschoot HS plastic disposable 160 cm 100 stuks



## Overall

Overall in geweven structuur (non-woven) met rits en kap. Kan een aantal keren gewassen worden. Verpakking per stuk. Verkrijgbaar in 4 maten (M-XXL).

9880541 Overall HS maat medium disposable 1 stuks

9880542 Overall HS maat large disposable 1 stuks

9880543 Overall HS maat X-large disposable 1 stuks

9880544 Overall HS maat XX-large disposable 1 stuks



# Tandheelkunde

---



## Röntgenfilm

Intra-orale röntgenfilms geschikt voor zowel manuele als automatische ontwikkeling. Hoog contrast, hoge resolutie en veel detail. Verpakking 100 stuks, 2 x 3 cm.

9008387 Röntgenfilm HS dentaal 22 x 35 mm 100 stuks

9008389 Röntgenfilm HS dentaal 31 x 41 mm 150 stuks

## Tandpasta

Ontwikkeld door veterinaire tandheelkunde specialisten. Hypoallergeen, speciale smaak voor hond/kat. Zink gluconaat bevordert de mondgezondheid en poetsen verwijdert tandplak.

9881920 Tandpasta HS VetPetCare 60 gram



## Tandplak Indicator

Tandplak is de oorzaak van veel periodontale aandoeningen. Plak is met het blote oog zonder hulpmiddelen onzichtbaar. De tandplak indicatoren kleuren de gebieden waar tandplak aanwezig is rood. Ze gebruiken bij de voorlichting over gebitsgezondheid aan diereigenaren. Ook toe te passen tijdens scaling om efficiënter te kunnen werken.

9009563 Tandplak Indicator swabs HS 25 stuks

1007940 Tandplak indicator HS Reveal 240 ml



## HS vingertip

De vingertip tandenborstelset is geschikt voor het spelenderwijs en aangenaam reinigen van de tanden. Zo begint op een gemakkelijke manier de mondverzorging. De blauwe borstel is om de tanden te poetsen, de rode borstel is bedoeld om het tandvlees te masseren.

9008935 Tand- en massageborstel HS vingertip



## Cariës Indicator

Cariës indicatoren zijn vloeistoffen die geïnfecteerd dentine aankleuren. De cariës indicator is een voedselkleurstof in propyleenglycol. Isoleer de carieuze tand, spoel en droog de betreffende plek en breng een druppel aan.

1028155 Cariës Indicator HS - 15 ml rood





### Haemostatische oplossing

Oplossing met 25% aluminiumchloride. Alleen voor topicaal gebruik geschikt. De oplossing bevat geen adrenaline.

9009498 Haemostatische oplossing HS 30 ml



### Mondspiegel

De mondspiegel opzetstukjes zijn disposable en passen op handstuk 9000797.

9000754 Mondspiegel HS opzet 22 mm disposable 12 stuks

9000797 Mondspiegel HS handvat zonder spiegel 125 mm chroom

## Meer tandheelkundige producten zien?

Vraag onze Tandheelkunde catalogus aan via Covetrus Binnen-dienst of uw accountmanager.



### Pocketsonde

Instrument om de pockets (ruimte tussen het tandvlees en de tand) te meten. Onderverdeling: 0,5 - 3,5 - 5,5 - 8,5 - 10,5 mm.

9001659 Model WHO CPTIN, rond heft met kleurcodering

9001661 Model 9, octogonaal heft, 15 cm

9001662 Model 17 met haak, octogonaal heft, 15 cm

9002070 Model CP 12, rond heft, met kleurcodering





### Tandcurette

Maxigrip rond handvat met een diameter van 8 mm.

9002031 Tandcurette Crane Kaplan 2/3

9002033 Tandcurette H6/H7



### Tandscaler

Voor het verwijderen van supragingivaal tandsteen. HS Huismerk MaxiGrip: Ergonomisch ontwerp met goede gewichtsverdeling en grip. Roestvrijstaal hol instrumentarium. 18 gram heft en Ø 9.5 mm.

1048365 Scaler HS MaxiGrip Nr S5/33

1048369 Scaler HS MaxiGrip Nr S6/S7

1048370 Scaler HS MaxiGrip Nr 204S

1049670 Scaler HS MaxiGrip Nr 204SD



### Mondmasker met oogbescherming

Latexvrij vloeistofbestendig beschermmasker met oogbescherming. Dit masker biedt de hoogste graad van preventie tegen stof en micro-organismen en voldoet aan alle bestaande ASTM-standaarden voor veiligheidsmaskers. Het masker is nauw aansluitend en comfortabel om te dragen - met elastische oorbandjes en neusbeugel.

9009065 Mondmasker HS met oogbescherming 25 stuks



1



2



3



4



## Tandsteenapparaat

Compacte ultrasonische scaler voor tandsteenbehandelingen. Met regelbare intensiteit en watervolume: in 10 sterktes in te stellen. Bediening met een voetpedaal. Het toestel wordt geleverd met een extern waterreservoir van 800 ml. De dubbele slang die wordt meegeleverd verzorgt de luchttoevoer van het toestel naar het reservoir en de watertoevoer van het reservoir naar het toestel. Het apparaat is dankzij het gladde oppervlak eenvoudig schoon te maken. Eigenschappen: Frequentie rond 30.000 Hz, gewicht 0.73 kg, afmeting 190 x 125 x 60 mm (B x D x H).

### Het toestel wordt compleet geleverd met:

- Handleiding
- 1 Piezo handstuk
- Voetpedaal
- 3 tips (S1 - S4 - P3)
- Los waterreservoir voor gedestilleerd water met waterslang
- Waterfilter
- Momentsleutel (voor verwisselen tips)

Tips zijn voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen. Geschikt voor tandsteenapparaat HS Vet-Piezo (9003939). Verpakking 3 stuks.

|         |                                    |   |
|---------|------------------------------------|---|
| 9003939 | Tandsteenapparaat HS Vet-Piezo PS1 | 1 |
| 9003944 | HS Vet-Piezo Tip S1 - 3 stuks      | 2 |
| 9003947 | HS Vet-Piezo Tip S4 - 3 stuks      | 3 |
| 9003952 | HS Vet-Piezo Tip P3 - 3 stuks      | 4 |
| 9003945 | HS VetPiezo tip S2-E 3 stuks       |   |
| 9003949 | HS VetPiezo tip S6-E 3 stuks       |   |
| 9006002 | HS VetPiezo tip S1-SN 3 stuks      |   |
| 9006007 | HS VetPiezo tip S6-SN 3 stuks      |   |
| 9006010 | HS VetPiezo tip P4-SN 3 stuks      |   |



## Tandheelkundige Unit spray

Universele spray voor hand- & hoekstukken. Ontvet, reinigt en smeert. Combineren met speciale spraykop voor hand- & hoekstukken (VPK-nr 1142088).

9001570 Tandheelkundige Unit HS spray Maxima 500 ml

## Frees HP


Tangsten carbide (TC), per stuk

|         |                               |   |
|---------|-------------------------------|---|
| 9001945 | 261EF / 023 Kruisvertand fijn | 1 |
| 9001977 | 251 / 060 Kruisvertand medium | 2 |

## Boor HP

Tangsten carbide (TC), verpakking 10 stuks

|         |              |   |
|---------|--------------|---|
| 1009086 | 1 / 018 Rond | 3 |
| 1006137 | 1 / 023 Rond | 3 |



## Boor RA

|         |                                 |   |
|---------|---------------------------------|---|
| 9008783 | 010 Omgekeerde kegel, 6 stuks   | 4 |
| 9008784 | 012 Omgekeerde kegel, 6 stuks   | 4 |
| 9008785 | 014 Omgekeerde kegel, 6 stuks   | 4 |
| 1006411 | 010 Rond, 10 stuks              |   |
| 9001141 | 012 Rond, 10 stuks              | 5 |
| 9008772 | 014 Rond, 6 stuks               | 6 |
| 1001847 | 014 Rond, 10 stuks              | 6 |
| 9008755 | 021 Rond, 6 stuks               |   |
| 1001401 | 023 Rond, 10 stuks              |   |
| 1003795 | 557 / 010 Fissuur met dwarsnede |   |

Er zijn 3 typen boren, die worden onderscheiden op basis van de onderkant:

1. **FG friction grip):** gebruikt in high-speed handstukken of friction grip low-speed hoekstuk. Deze boren zijn glad en hebben een diameter van 1.60 mm.
2. **RA (right angle):** gebruikt in latch head low speed hoekstuk of motorsysteem. Deze boren hebben een inkeping.
3. **HP (hand piece):** gebruikt in low-speed handstuk straight nose cone, zijn glad en hebben een diameter van 2.35 mm.



## Reinigingsborstel voor boren

Borstel om hardnekkig vuil van de boren te verwijderen.

9001826 Reinigingsborstel HS voor boren 23 x 55 mm



**Boor FG**

Tangsten carbide (TC), verpakking 10 stuks

|         |                                       |    |
|---------|---------------------------------------|----|
| 1000288 | 8 / 010 Rond                          | 3  |
| 9000669 | 3 / 012 Rond                          | 5  |
| 1006131 | 8 / 023 Rond                          | 5  |
| 1008426 | 330 / 008 Peervorm                    | 8  |
| 1005616 | 332 / 012 Peervorm                    | 8  |
| 1003098 | 1157 / 010 Fissuur Rond               | 9  |
| 1004372 | 1158 / 012 Fissuur rond met dwarsnede | 10 |

**Boor FG**

Diamant, verpakking 5 stuks

|         |                               |    |
|---------|-------------------------------|----|
| 1207661 | 859 / 012 Conische spits      | 11 |
| 1211066 | 859 / 014 Conische spits      | 11 |
| 1211062 | 801 / 010 Rond medium         | 12 |
| 1200786 | 801 / 018 Rond medium         | 12 |
| 1211063 | 830 / 010 Peervorm medium     | 13 |
| 1211065 | 850 / 012 Conisch rond grof   | 14 |
| 1149957 | 850 / 012 Conisch rond medium | 14 |
| 1211064 | 863 / 012 Vlam medium         | 15 |
| 1200701 | 879 / 014 Torpedo medium      | 16 |

**Borenblok**

Geschikt voor autoclaaf of koude sterilisatie

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 1025525 | Borenblok HS roestvrijstaal 8 gaten FG         |
| 1026657 | Borenblok HS roestvrijstaal 10 gaten FG + 4 RA |



# RUIM ASSORTIMENT TANDHEELKUNDIGE PRODUCTEN



## EQUIPMENT

- ☐ Narcoseapparaat
- ☐ Bewakingsapparatuur
- ☐ Infuuspomp
- ☐ Verwarmingsmat / onderleggers
- ☐ (Digitale) dentaal röntgenapparaat
- ☐ Ontwikkelapparatuur röntgen
- ☐ Tandheelkundige units en motorsystemen
- ☐ Handstuk High Speed
- ☐ Handstuk Low Speed
- ☐ Hoekstuk Low speed
- ☐ Scaler / tandsteenreiniger
- ☐ Polijstapparaat
- ☐ Ultrasoonreiniger

## ONDERHOUD

- ☐ Reinigingsmiddel instrumentarium
- ☐ Desinfectans instrumentarium
- ☐ Instrumentenolie
- ☐ Kleurcodering
- ☐ Slijpstenen
- ☐ Slijpolie

## INSTRUMENTARIUM

- ☐ Wortelluxators
- ☐ Wortelheffers
- ☐ Extractietangen
- ☐ Knabbeltang
- ☐ Curettes & pocketsonde
- ☐ Mondspiegel
- ☐ Wortelkanaalinstrumentarium

Bestel direct  
[webshop.auv.nl](http://webshop.auv.nl)

## PERSOONLIJKE HYGIËNE & BESCHERMING

- ☐ Mondmaskers
- ☐ Oogbescherming
- ☐ Handschoenen
- ☐ Voorschoot
- ☐ Handverzorging

## BENODIGDHEDEN

- ☐ Boren
- ☐ Scaler tips
- ☐ Slijpschijf & diamantwals
- ☐ Polijstkop & polijstpasta
- ☐ Haemostatica
- ☐ Paperpoints
- ☐ Wortelkanaalvullers
- ☐ Cement
- ☐ Etser / primer / bond
- ☐ Hypochloriet
- ☐ Hechtmateriaal (4-0 of kleiner)
- ☐ Cerclagedraad
- ☐ Gebitsverzorging: tandenborstels & - pasta
- ☐ Tandplakindicatoren
- ☐ Gebitskaarten
- ☐ Anatomische modellen kaak
- ☐ Bekspeder



### Reiniger roterend instrumentarium

Gebruiksklaar reinigings- & desinfectiemiddel voor roterend instrumentarium, zoals boren. Niet gebruiken bij koper en aluminiumonderdelen of kleurgecodeerd roterend instrumentarium. Leg de instrumenten direct in de oplossing om het opdrogen van vuil te vermijden. Let er daarbij op dat alles helemaal bevochtigd wordt. Maximale dompeltijd: 30 minuten. Spoel de instrumenten niet af met water maar laat ze gewoon drogen op een papieren doekje. Ververs de oplossing dagelijks. Samenstelling per 100 gra.: 1.6 gram kaliumhydroxide, 10 gram 2-propanol, 0.1 gram 2-ethylhexanol.

9001288 Reiniger roterend instrumentarium HS Eurosept Max Bur 2 liter



### Tandpolijstcups

Tandpolijstcups

1006188 Tandpolijstcups HS schroef rubber 144 stuks

1006461 Tandpolijstcups HS snap-on rubber 36 stuks



### Borenblok

Geschikt voor autoclaaf of koude sterilisatie

1025525 Borenblok HS roestvrijstaal 8 gaten FG.

1026657 Borenblok HS roestvrijstaal 10 gaten FG + 4 RA



### Tandpolijstkop disposable

Ergonomisch model voor het snel en efficiënt polijsten van het gebit onder een hoek van 90 graden. Soepel en stil in gebruik. De continu oscillerende beweging zorgt voor doorlopend contact, met gecontroleerde druk, op het tandoppervlak. De gecontroleerde druk elimineert het risico op wrijvingswarmte aan het tandoppervlak. Geen risico op vastlopen van (snor-)haren in de cup. Verpakking 100 stuks.

9009617 Maxima zacht disposable oscillerend zacht 100 stuks

9009618 Maxima hard disposable oscillerend zacht 100 stuks



## HS Acclean 150 gram

Polijstpasta zonder fluoride met muntsmaak. Tube 150 gram.

9003196 Tandpolijstpasta HS Acclean 150 gram



## Chloorhexidine VetPetCare

De alcohol-vrije mix van chloorhexidine gluconaat met verdikkende middelen zorgt voor maximale binding en dekking aan het oppervlak. Helpt om roodheid en zwelling van de gingiva tegen te gaan. Helpt ook tegen een slechte adem. Geschikt om aan de eigenaar mee te geven voor gebruik thuis.

9009502 Chloorhexidine gel HS VetPetCare 0.12% - 115 gram

9009503 Chloorhexidine spray HS VetPetCare 0.12% - 30 ml



## Rubberdamframe

Geschikt om te gebruiken in combinatie met rubberdam (kofferdamvellen). Rubberdam (Dental Dam) is kofferdam gemaakt van pure latex. Het is bijzonder geschikt om, bij wortelkanaalbehandeling of restauratie, een hoektand te isoleren van de rest van de mond.

9006436 Kofferdamframe HS roestvrijstaal U-vorm 12.5 x 12.5 cm



## Chloorhexidine gel

Gel voor de mondholte met als actief bestanddeel chloorhexidine gluconaat, het bevat geen alcohol of fluoride.

Specifieke smaak voor hond en kat ontwikkeld. De gelformule maakt het eenvoudig in gebruik en zorgt dat het op de juiste plek blijft. Het is verpakt in single dose units (10 stuks) voor hygiënische werkwijze. De gel kan zowel op buccale als linguale zijden worden aangebracht. Advies is om de gel voor 3 minuten in contact met de mondholte te laten komen. De gel kan in de kliniek gebruikt worden - maar ook aan diereigenaren worden meegegeven voor thuisgebruik.

9009501 Chloorhexidine gel HS VET - 10 x 1 ml



## Rubberdam

Kofferdamvel gemaakt van natuurlijke latex, poedervrij met muntsmaak. Verkrijgbaar in diverse diktes en afmetingen. Kan gecombineerd worden met Kofferdamframe HS (9006436).

9002647 Rubberdam HS dun 12.5 x 12.5 cm - 52 stuks

9002650 Rubberdam HS dun 15 x 15 cm - 36 stuks

9002648 Rubberdam HS medium 12.5 x 12.5 cm - 52 stuks

9002651 Rubberdam HS medium 15 x 15 cm - 36 stuks

9002649 Rubberdam HS dik 12.5 x 12.5 cm - 52 stuks

9002652 Rubberdam HS dik 15 x 15 cm - 36 stuks

9003055 Rubberdam HS latexvrij - 15 x 15 cm - 30 stuks





## Raspatorium

De afgeronde rand van deze periostale elevator minimaliseert het scheuren van weefsel bij het optillen van het tandvlees. Het smalle scherpe uiteinde maakt de eerste opheffing gemakkelijker. Breed geribbeld heft voor een goede houvast.

9001745 Raspatorium Williger HS - 16 cm x 6.5 mm

1200915 Raspatorium/Elevator Freer 18 cm



## Wortelheffer

9001922 Wortelheffer HS Bein 2 mm rond

9001917 Wortelheffer HS Bein 3 mm rond

9001911 Wortelheffer HS Bein 4 mm rond

9002024 Wortelheffer HS Bein 3 mm recht



## Excavator

Excavatoren worden vaak gebruikt bij het verwijderen van kleine wortelresten. Excavatoren zijn kleiner dan extractietangen en de hevel en daardoor makkelijker in sommige situaties. Excavatoren hebben een handvat en vaak aan beide zijden een gebogen schacht met een klein scherp rond werkblad.

9002044 Excavator HS dubbel small - Ø 1.0 mm

9002043 Excavator HS dubbel medium - Ø 1.4 mm

9002042 Excavator HS dubbel large - Ø 1.7 mm



## Wortelheffer Flohr

9002026 Wortelheffer HS Flohr gebogen links

9002027 Wortelheffer HS Flohr gebogen rechts



## Slijpsteen

Vlakke rechthoekige slijpsteen voor het slijpen van curetten en tandsteenverwijderaars. Afmeting 100 x 25 x 5 mm.

1048587 Slijpsteen HS Arkansas rechthoekig fijn 100 x 25 x 5 mm



### Extractietang tand (boven)

Voor snij- en hoektanden (boven)

9002017 Extractietang HS tand boven smal NR 1 (children forceps)

9001045 Extractietang HS tand boven EF1

9001046 Extractietang HS tand boven EF2



### Extractietang tand (onder)

Voor snijtanden onder. Gehoekt model - met veer - lengte 11 cm.

9002019 Extractietang HS tand onder gehoeft NR5 (children forceps)



### Extractietang molaar (boven)

Voor (smalle) molaren boven. Gehoekt model - met veer - lengte 11.5 cm.

9002018 Molaar boven - klein gehoeft - Nr 3 (children forceps)



### Extractietang premolaar (onder)

Voor premolaren onder. Gehoekt model.

9001050 Extractietang HS premolaar onder - gehoeft - EF13



### Extractietang premolaar (boven)

Voor premolaren boven.


9001047 Extractietang HS premolaar boven - EF7



### Extractietang molaar (onder)

Voor (smalle) molaren onder. Gehoekt model

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 9001048 | Molaar onder - gehoekt - EF22                          |
| 9002020 | Molaar onder - klein gehoekt - Nr 6 (children forceps) |



### Knabbeltang

Henry Schein HUISMERK heeft ook instrumentarium van de Maxima line: hoogwaardige instrumenten vervaardigd van Duits edelstaal garanderen een lange levensduur. Kwaliteit van het hoogste niveau.

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1001276 | Knabbeltang HS Maxima Mini Friedman    |
| 1007991 | Knabbeltang HS Maxima Friedman - 15 cm |




### Extractietang (wortel)

|         |                                                      |   |
|---------|------------------------------------------------------|---|
| 9001044 | Extractietang HS wortel boven EF51A                  | 1 |
| 9001049 | Extractietang HS wortel onder EF33                   |   |
| 1014772 | Extractietang HS wortel Stieglitz 5° 13.5 cm         |   |
| 1005180 | Extractietang HS Maxima wortel Stieglitz 45° 13.5 cm |   |
| 1006513 | Extractietang HS Maxima wortel Stieglitz 90° 13.5 cm |   |
| 9002016 | Extractietang HS wortel 51A                          |   |

## Meer tandheelkundige producten zien?

Vraag onze Tandheelkunde catalogus aan via Covetrus Binnen-dienst of uw accountmanager.



### Digital Apex Locator

Hiermee kan de diepte van het wortelkanaal worden gemeten. Voorzien van een multi-frequentie meetsysteem met een volledig digitaal signaal. Dit resulteert in een zeer nauwkeurig en betrouwbare meting. De duidelijke visuele weergave en het akoestische alarm maken het apparaat zeer prettig in gebruik.

De verpakking bevat naast de digitale apexlocator:

- 4 geleidedraden
- 2 kledingklemmen
- 3 mini vijlhouders
- 20 hygiëne hoesjes
- Grote vijlhouder
- Batterij

9003637 Digital Apex Locator HS



### Wortelkanaalbehandelingsset

Bestaat uit 5 Hedströmvijlen (nr. 20-30-40-50-80), Lentulo naalden (nr. 0-40) en een zenuwnaald (nr. 5).

9009057 Wortelkanaalbehandelingsset VET Endo HS 8-delig - 60 mm

### Wortelkanaal instrumentarium

*Veterinair wordt veel de lengte 55-60 mm gebruikt*

#### Zenuwnaald / extirpatienaald

*Extractie van de zenuw*

#### Hedströmvijl

*Uitvrijen van het wortelkanaal, geen schroevende/ draaiende beweging maken*

#### K-vijl

*Uitvrijen van het wortelkanaal, wel draaiende beweging maken*





## Zenuwextirpatienaald

Verschillende maten

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 9689050 | Zenuwextirpatienaald 29 mm xx-fijn - 12 stuks |
| 9689035 | Zenuwextirpatienaald 29 mm fijn - 12 stuks    |
| 9689019 | Zenuwextirpatienaald 29 mm sterk - 12 stuks   |
| 9009055 | Zenuwextirpatienaald 47 mm assorti 8 stuks    |

### SPECIAAL VOOR VETERINAIR GEBRUIK



## Hedstromvijlen extra lang

Veterinaire uitvoering: extra lange Hedström vijlen. Lengte 60 mm. Set 3 delig.

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 9009050 | Hedstromvijlen lang HS - 60 mm Nr 15-20-25 - 1 set 3 stuks   |
| 9009051 | Hedstromvijlen lang HS - 60 mm Nr 30-35-40 - 1 set 3 stuks   |
| 9009052 | Hedstromvijlen lang HS - 60 mm Nr 45-50-55 - 1 set 3 stuks   |
| 9009053 | Hedstromvijlen lang HS - 60 mm Nr 60-70-80 - 1 set 3 stuks   |
| 9009054 | Hedstromvijlen lang HS - 60 mm Nr 90-100-110 - 1 set 3 stuks |

### SPECIAAL VOOR VETERINAIR GEBRUIK

## Vet Endo cassette

Deze Endo cassette is groter dan de reguliere cassettes en is zeer geschikt voor de langere vijlen (9009050 - 9009057).

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 9882128 | Vet Endo cassette 65 x 43 x 82 cm 32 gaten |
|---------|--------------------------------------------|





## Hedströmvijlen Maxima®

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1005776 | Hedströmvijlen HS Maxima 25 mm Nr 10 lila     |
| 1001671 | Hedströmvijlen HS Maxima 25 mm Nr 15 wit      |
| 1002758 | Hedströmvijlen HS Maxima 25 mm Nr 20 geel     |
| 1002583 | Hedströmvijlen HS Maxima 25 mm Nr 25 rood     |
| 1003023 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 30, blauw |
| 1003533 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 35, groen |
| 1000240 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 40, zwart |
| 1000950 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 45, wit   |
| 1001202 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 50, geel  |
| 1001366 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 55, rood  |
| 1002633 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 60, blauw |
| 1003964 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 70, groen |
| 1003060 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 80, zwart |
| 1000498 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 90, wit   |
| 1005685 | Hedströmvijlen HS Maxima, 25 mm, Nr 100, geel |



## Hedströmvijlen Maxima® assorti

Maxima® hedstromvijlen voor verbreden van het apicale derde deel en het glad maken van de wortelkanaalwanden. Lengte 25 mm - assorti van 2 vijlen.

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1000574 | Hedstromvijlen HS Maxima - 25 mm Nr 15-40 - 1 set 2 stuks |
| 1004642 | Hedstromvijlen HS Maxima - 25 mm Nr 45-80 - 1 set 2 stuks |



## K-Vijlen 25 mm

Gemaakt van hoogwaardig flexibel roestvrijstaal, ISO-kleurgecodeerd. Autoclaveerbaar, ergonomisch handvat en voorzien van een siliconen stop.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1001582 | K-vijl HS Maxima 25 mm Nr 6           |
| 1001010 | K-vijl HS Maxima 25 mm Nr 8           |
| 1009439 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 10, lila  |
| 1005269 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 15, wit   |
| 1005416 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 20, geel  |
| 1005741 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 25, rood  |
| 1009921 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 30, blauw |
| 1006366 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 35, groen |
| 1006678 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 40, zwart |
| 1007259 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 45, wit   |
| 1006617 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 50, geel  |
| 1006779 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 55, rood  |
| 1007248 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 60, blauw |
| 1006280 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 70, groen |
| 1007737 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 80        |
| 1004449 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 90        |
| 1005081 | K-vijl HS Maxima, 25 mm, Nr 100       |



### Endo Stop

Ronde siliconen stops in ISO kleuren, steriliseerbaar tot 170 °C. Endo stops helpen bij wortelkanaalbehandelingen om tijdens het vijlen de juiste diepte te bereiken.

1005271 Endo Stop HS - siliconen - 100 stuks



### Lentulo spiraal naalden

Voor inbrengen van guttapercha in wortelkanaal.

9009056 Lentulo spiraal naalden HS 60 mm - Nr 30-40 - 3 x 2 stuks



### Tandwattenrollen

Gemaakt van 50% cellulose en 50% katoen. Absorbeert vocht tijdens de tandbehandeling. De combinatie van deze materialen maakt de rol sterker en beter absorberend dan een 100% katoenen rol.

9001895 Tandwattenrollen HS 8 x 38 mm 300 gram

9001896 Tandwattenrollen HS 10 x 38 mm 300 gram

9001897 Tandwattenrollen HS 12 x 38 mm 300 gram



### Irrigatiennaald

Buigbare irrigatiennaalden met stompe punt en zijwaartse uitsparing voor het reinigen en spoelen van wortelkanalen en pockets. Lengte 25 mm. Verpakking 100 stuks.

9006545 Irrigatiennaald HS 27G x 25 mm - geel - 100 stuks

9006546 Irrigatiennaald HS 23 G x 25mm - blauw - 100 stuks





## Paper Points

Paperpoints 28 mm lang, kleurgecodeerd. Voor het uitdrogen van het wortelkanaal.

9001221 Paper Points HS Maxima - 28 mm - assortiment Nr 15-40

9001222 Paper Points HS Maxima - 28 mm - assortiment Nr 45-80

9001223 Paper Points HS Maxima 28 mm assortiment Nr 90-140



## Endo organizer

Endo organizer van geanodiseerd aluminium voor gutta percha en/of paperpoints. 36 gats - 3 plastic houders en clean grip.

1023896 Mini Endo organiser HS 1 stuks

Extra lang voor veterinair gebruik



## Paper Points

Paperpoints 55 mm lang. Voor het uitdrogen van het wortelkanaal. Speciaal voor veterinair gebruik gemaakt. Extra lang!

9003160 Paper Points HS VET - 55 mm - X-fijn - 100 stuks

9003161 Paper Points HS VET - 55 mm - medium - 100 stuks

9003165 Paper Points HS VET - 55 mm - grof - 100 stuks



## Guttapercha points

Wordt gebruikt bij het opvullen van grote ruimtes in wortelkanalen. Lengte 28 mm - geschikt voor katten & kleine honden gebitten. ISO-kleur codering.

9001238 Guttapercha points HS 28 mm - ISO 15-40 - 120 stuks

9001239 Guttapercha points HS 28 mm - ISO 45-80 - 120 stuks

9002457 Guttapercha points VET HS 45 mm Medium - 50 stuks

9006476 Guttapercha points VET HS 45 mm Extra fijn - 50 stuks


9006477 Guttapercha points VET HS 45 mm Grof - 50 stuks



## Natrium Hypochloriet

Voor het reinigen en desinfecteren van het wortelkanaal tijdens en na de behandeling. Inhoud: 500 ml.

9008305 Natrium Hypochloriet 3% HS 500 ml (naam aanpassen)



## EDTA Gel

Voor gebruik bij wortelkanaalpreparatie met vijlen. EDTA-vloeistof werkt als lubricant bij nauwe wortelkanalen en verwijdert de smeerlaag en eventuele calcificaties. Toepassen in afwisseling met hypochloriet. Verpakking: 2 spuitjes van 7 gram en 10 tips.

9003700 EDTA Gel voor wortelkanaalbehandeling HS 19% 2 x 7 g spuitjes

## Polijstset amalgaam

Kit bevat: 1 van elk # 0648 - # 0649 - # 0650 - # 0651 - # 0652, en 2 van elk # 0653 - # 0654 - & 1 van # 0655.

9002102 Polijstset amalgaam HS RA-aansluiting 12 stuks



## Mengtableau

Mengtableau van kunststof

1208236 Mengtableau HS 4 cupjes kunststof 50 stuks



## Mengblok Polyethyleen

Gecoat en slijtvast papierm voor het mengen van cementen en composieten. Met antislipbodem zodat het mengblok tijdens het mengen op zijn plek blijft.

9000718 Mengblok Polyethyleen HS 7.5 x 15 cm 100 vel



## Glasionomeer Luting Cement

Chemisch uithardend

9001019 Glasionomeer Luting Cement Chemisch-uithardend 35 gram



## Natural Elegance Single Bond

Dit is een lichthardende primer en bonding in één. Voor de preparatie van zowel glazuur als dentine. Vooraf etsen is voldoende. Conventionele vultechniek.

9003552 Natural Elegance Single Bond HS 5 ml





### Natural Elegance Self Etching Bond

Set bestaat uit een flesje self-etching primer en een flesje bonding. Er is geen aparte etser meer nodig. Licht-uithardend.

9003553 Natural Elegance Self Etching Bond - set 2 stuks



### Etsgel

Ets op basis van 40% fosforzuur. Uitstekende viscositeit - blauwe kleur. Geleverd met 20 tips.

1004649 Etsgel HS 40% - 4 x 1 - 2 ml

9001200 Etsgel HS 40% - 1 x 5 gram



### Polarisatielamp LED

Lichtgewicht draadloze LED-uithardingslamp in penmodel. Eenvoudig op te laden met de bijgeleverde houder. Geschikt voor het uitharden van lichtuithardende composiet. De lamp is zeer goed hanteerbaar, licht in gewicht en eenvoudig op te bergen. De lamp is voorzien van een controlepaneel en digitaal display dat overzichtelijk is en makkelijk in gebruik. Er zijn 3 verschillende uithardingsmodi: continu, ramp-up en puls-modus. Bij elke modus is de tijd separaat instelbaar.

Toestel wordt geleverd met:

- Tafellader
- Lichtgeleider 8 mm
- Verblindbeveiliging
- Spanning: 230 V, 50/60 Hz
- Vermogen: 1200 mW/ cm<sup>2</sup>
- Golfte: 450 - 470 nm
- Gewicht 154 gram
- Afmeting handstuk: 3.5 x 25 x 2.5 cm
- Gewicht handstuk: 154 gram


9006369 Polarisatielamp LED 1200 HS light



### Glasionomeer HS RGI Plus Silver

Glasionomeer RGI Plus met zilver versterkt. Water vermengbaar glasionomeer vulcement voor herstellen van tandhalsbeschadigingen. Als basisonderlaag voor composiet restauraties en voor afsluiting van de wortelspits bij wortelextractie. Zeer goede chemische hechting op tandglazuur en tandvoor.

9001025 Glasionomeer HS RGI Plus Silver 15 gram



### Preline Plus

Calciumhydroxide onderlaag cement - chemisch uithardend. Wordt gebruikt als indirecte pulpa overkapping en als liner onder vullingsmateriaal. Zichtbaar op röntgen. Verpakking bevat tube basispasta (13 gram) en tube katalysator (11 gram).

9001012 Preline Plus HS Chemisch-uithardend

9001013 Preline Plus HS Licht-uithardend



### Composiet hybrid

Licht-uithardende hybride composiet in kleur A2. Grote partikel-dichtheid, goed moduleerbaar, zichtbaar op röntgen. Hoge hardheid en zeer slijtvast. Verpakking 3 gram.

9006380 Composiet HS hybrid - 3 gram



### Composiet pasta

Twee-componenten composiet. Chemisch uithardend. Verpakking bevat 14 gram basispasta en 14 gram katalysatorpasta, mengspatels en mengblok.

1001673 Composiet HS pasta - 2x 14 gram



### Cementspatel

Voor het mengen van dentaal cement. De spatel heeft een flexibele en een brede, vaste zijde.

9001665 Cementspatel dubbel 17 - 7 cm



### Composiet flow

Licht-uithardende vloeibaar laag visceus composiet met fluoride-afgifte. Zit qua viscositeit tussen Calciumhydroxide en normale composiet in. Kleur: A1. Verpakking 4 spuitjes met 2 gram en 20 applicatietips.

1019306 Composiet flow HS - 4 x 2 gram



### Polarisatielamp Halogeen

Een halogeen uithardingslamp met een output van 1000 mW/cm<sup>2</sup>. De lamp beschikt over een high-power modus en een soft-up modus. Daarnaast kan er nog gekozen worden uit 3 verschillende tijdsinstellingen. De lamp beschikt over een ingebouwde lichtintensiteitsmeter die automatisch de uithardingstijd aanpast aan de kracht van de lamp. Afmeting handstuk: 21 x 5 x 15 cm. Afmeting basisstation: 15 x 13 x 17 cm. Gewicht 980 gram.

9003250 Polarisatielamp Halogeen CU 1000 HS

### Orange Oil cleaner

Orange Oil Cleaner verwijdert resten zinkoxide cement, alginaa, gips, afdrukpasta en bloed. Geschikt voor stalen en keramische materialen, afdrukpellets en instrumenten.

9002484 Orange Oil cleaner HS Instrumentarium 250 ml



### Brackets

Om op tanden te verkleven voor fixatie en opspannen van rubber ligatuur en powerchain. Wordt op het tandoppervlak geplakt. Op de knoppen wordt het kaakorthopedisch rubber ligatuur aangebracht.

1067408 Brackets HS knop rond 10 stuks



# Verbandstoffen

---



## Wattenbollen

Wattenbollen van katoen. 250 stuks per verpakking.

9009536 Wattenbollen HS 250 stuks



## Watten

Platte watten zigzag van 100% katoen (ziekenhuiskwaliteit)  
Gewicht 250 of 500 gram. Verpakking 1 stuks.

9009535 Watten zigzag HS 250 gram 1 stuks

9009534 Watten zigzag HS 500 gram 1 stuks



## Watten op rol

Gemaakt van 100% katoen. Afmeting 25 cm x 5 m. Gewicht 500 of 1000 gram. Verpakking 1 stuks.

9009533 Watten op rol HS 25 cm x 5 m 500 gram 1 stuks

9009531 Watten op rol HS 25 cm x 5 m 1000 gram 1 stuks



## Watten op rol met papierlaag

Gemaakt van 100% katoen met een papieren laag. Afmeting 25 cm x 5 m. Gewicht 1000 gram. Verpakking 1 stuks.

9009532 Watten op rol met papierlaag HS 1000 gram 1 stuks



## Gaasdeppers

Gaasdeppers van 100% katoen ,20 laags, röntgen doorlatend. Niet-steriel.

9008739 Gaasdeppers HS Hazelnootgrootte - 500 stuks

9008740 Gaasdeppers HS Walnootgrootte - 500 stuks

9008741 Gaasdeppers HS Pruimgrootte - 500 stuks

9008742 Gaasdeppers HS Ei-grootte - 500 stuks

9008743 Gaasdeppers HS Large - 250 stuks

9008744 Gaasdeppers HS X-large - 250 stuks



## Celstofdeppers

Kompressen van cellulose, afmeting 4 x 5 cm. Goede absorptie en zacht. Past in elke standaard dispenser box. Direct te gebruiken. Niet steriel, wel geschikt voor stoomsterilisatie. Verpakt in 2 rollen van 500 deppers.

9000853 Celstofdeppers HS 4 x 5 cm 2 x 500 stuks



## Gaaskompres hydrofiel

Hydrofiel niet-steriel gaaskompres van 100% gewezen katoen, 12 laags en rafelvrij. Verpakking 100 stuks.

9003177 Gaaskompres HS Hydrofiel 5 x 5 cm 100 stuks

9003178 Gaaskompres HS Hydrofiel 7.5 x 7.5 cm 100 stuks

9003175 Gaaskompres HS Hydrofiel 10 x 10 cm 100 stuks

STERIEL



## Gaaskompres 12 laags

Hydrofiel steriel gaaskompres van 100% katoen. 12 laags en rafelvrij.

9003223 Gaaskompres HS 12 laags 5 x 5 cm 50 x 2 stuks

9003224 Gaaskompres HS 12 laags 7 - 5 x 7 - 5 cm 40 x 2 stuks

9003225 Gaaskompres HS 12 laags 10 x 10 cm 25 x 2 stuks



## Gaaskompres non-woven

Non-woven niet-steriel gaaskompres van synthetisch polyester. 4 laags. Verpakking 200 stuks.

9003263 Gaaskompres HS non-woven 5 x 5 cm 300 stuks

9003308 Gaaskompres HS non-woven 7.5 x 7.5 cm 200 stuks

9003309 Gaaskompres HS non-woven 10 x 10 cm 200 stuks





### Gaasverband

Niet-steriele, elastische bandage.  
Materiaal: 45% katoen,  
55% polyamide. Individueel verpakt in  
cellofaan. Verpakking 200 stuks.

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 9880144 | Gaasverband HS 4 cm x 4 m  |
| 9880145 | Gaasverband HS 6 cm x 4 m  |
| 9880146 | Gaasverband HS 8 cm x 4 m  |
| 9880147 | Gaasverband HS 10 cm x 4 m |
| 9880148 | Gaasverband HS 12 cm x 4 m |



### Speenverband

De speenbandage is een uniek  
elastisch verband met schuimachtig  
polyester, dat absorbeert en zelfklevend  
is: het plakt alleen aan zichzelf en niet  
aan de huid. De elastische eigenschap  
van het verband maakt het eenvoudig  
om aan te leggen en houdt alles  
volledig flexibel. Waterresistent en te

gebruiken in combinatie met zalven. Kan worden aangebracht op  
vochtige spenen. Naast toepassing bij spenen kan het ook als  
algemeen cohesief verband worden gebruikt voor alle diersoorten.  
Afmeting: 6 cm x 5 meter. Verpakking 1 stuk.

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 9009910 | Speenverband schuim cohesief HS 6 cm x 5 m |
|---------|--------------------------------------------|



### Polsterverband

Polsterverband van 100% ongebleekt  
polyester. Ademend, kreukvrij, geschikt  
voor polstering. Kleur wit, lengte 3  
meter. Verkrijgbaar in 4 breedtes.  
Verpakking per stuk.

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 9009592 | Polsterverband HS 6 cm x 3 m  |
| 9009593 | Polsterverband HS 10 cm x 3 m |
| 9009594 | Polsterverband HS 15 cm x 3 m |
| 9009595 | Polsterverband HS 25 cm x 3 m |

### Bitterpasta

Ideale bescherming tegen bijten en likken aan een verband of een  
spalk. Gemaakt op natuurlijke basis met bittere en scherpe smaak.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 9002616 | Bitterpasta HS 100 ml |
|---------|-----------------------|



### Polsterverband cohesief

Elastisch en cohesief verband vergelijkbaar met de speenbandage  
maar dikker (5 mm) en veel sterker.

#### Kan gebruikt worden voor:

- Aanleggen van een stevig niet-afzakkend verband
- Absorberend windsel
- Ondersteuning van gewrichten
- Als polstering

Verkrijgbaar in drie formaten en per stuk verpakt.

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 9009911 | Polsterverband schuim cohesief 9 x 200 cm            |
| 9009912 | Polsterverband schuim cohesief verstevigd 8 x 500 cm |
| 9009913 | Polsterverband schuim cohesief 8 x 100 cm            |



### Buisverband

Naadloos geweven flexibele bandage op rol. Voor fixatie van  
wondverbanden. Rondom rekbaar met een rollengte van 20 meter.  
67% katoen / 33% viscose.

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 9002578 | Buisverband HS 0 - 1 - 5 cm 20 m |
| 9002579 | Buisverband HS 1 - 2 - 5 cm 20 m |
| 9002580 | Buisverband HS 2 - 6 cm 20 m     |
| 9002581 | Buisverband HS 3 - 8 cm 20 m     |
| 9002582 | Buisverband HS 4 - 10 cm 20 m    |
| 9002583 | Buisverband HS 5 - 12 cm 20 m    |
| 9002584 | Buisverband HS 6 - 16 cm 20 m    |
| 9002585 | Buisverband HS 7 - 21 cm 20 m    |



## Cohesieve zwachtel

Elastische, zelfklevende zwachtels verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zeer ondersteunend zonder af te knellen. Met de hand eenvoudig af te scheuren. Kleeft niet aan de haren.

De cohesieve zwachtels bestaan in 2 kwaliteiten: **Blueline** en **Maxima**.

**Maxima** staat voor superieure kwaliteit. **Blueline** staat voor basiskwaliteit. De cohesieve bandages zijn ondersteunend zonder af te knellen, gemakkelijk met de hand af te scheuren en kleven niet aan haar of huid. Cohesieve bandages mogen alleen in de lengte rekken en alle HS HUISMERK cohesieve zwachtels voldoen aan deze eis. In 3 breedtes en diverse kleuren verkrijgbaar, lengte 4.5 meter. Verpakking 1 rol.



### Blueline

|      |         |                                               |
|------|---------|-----------------------------------------------|
| 5 cm | 9009805 | Zwachtel cohesief HS Blueline 5 cm blauw      |
|      | 9009806 | Zwachtel cohesief HS Blueline 5 cm rood       |
|      | 9009807 | Zwachtel cohesief HS Blueline 5 cm groen      |
|      | 9009808 | Zwachtel cohesief HS Blueline 5 cm lichtblauw |
|      | 9009809 | Zwachtel cohesief HS Blueline 5 cm oranje     |
|      | 9009810 | Zwachtel cohesief HS Blueline 5 cm wit        |

|        |         |                                                  |
|--------|---------|--------------------------------------------------|
| 7.5 cm | 9009811 | Zwachtel cohesief HS Blueline 7.5 cm blauw       |
|        | 9009812 | Zwachtel cohesief HS Blueline 7.5 cm rood        |
|        | 9009813 | Zwachtel cohesief HS Blueline 7.5 cm groen       |
|        | 9009814 | Zwachtel cohesief HS Blueline 7.5 cm licht blauw |
|        | 9009815 | Zwachtel cohesief HS Blueline 7.5 cm oranje      |
|        | 9009816 | Zwachtel cohesief HS Blueline 7.5 cm wit         |

|       |         |                                                |
|-------|---------|------------------------------------------------|
| 10 cm | 9009817 | Zwachtel cohesief HS Blueline 10 cm blauw      |
|       | 9009818 | Zwachtel cohesief HS Blueline 10 cm rood       |
|       | 9009819 | Zwachtel cohesief HS Blueline 10 cm groen      |
|       | 9009820 | Zwachtel cohesief HS Blueline 10 cm lichtblauw |
|       | 9009821 | Zwachtel cohesief HS Blueline 10 cm oranje     |
|       | 9009822 | Zwachtel cohesief HS Blueline 10 cm wit        |

### Maxima

|      |         |                                                     |
|------|---------|-----------------------------------------------------|
| 5 cm | 9009823 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 5 cm blauw      |
|      | 9009824 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 5 cm rood       |
|      | 9009825 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 5 cm groen      |
|      | 9009826 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 5 cm lichtblauw |
|      | 9009827 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 5 cm oranje     |
|      | 9009828 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 5 cm wit        |

|        |         |                                                       |
|--------|---------|-------------------------------------------------------|
| 7.5 cm | 9009829 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm blauw      |
|        | 9009830 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm rood       |
|        | 9009831 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm groen      |
|        | 9009832 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm lichtblauw |
|        | 9009833 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm oranje     |
|        | 9009834 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm wit        |

|       |         |                                                       |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|
| 10 cm | 9009829 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm blauw      |
|       | 9009830 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm rood       |
|       | 9009831 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm groen      |
|       | 9009832 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm lichtblauw |
|       | 9009833 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm oranje     |
|       | 9009834 | Zwachtel cohesief HS Maxima Vefflex 7.5 cm wit        |

#### VEEL GEBRUIKT BIJ PAARDEN



### Adhesieve zwachtel

Elastische bandage in de lengterichting rekbaar en voorzien van natuurlijke rubber coating. Wit met een gele middellijn, 100% katoen, lengte 4.5 m. Verpakking 12 stuks.

9008879 5 cm x 4.5 m

9882258 7.5 cm x 4.5 m

9882259 10 cm x 4.5 m



### Ideal zwachtel

Poreuze en luchtdoorlatende elastische bandage voor steunverbanden en nabehandeling van luxaties en fracturen. Steriliseerbaar tot 135 °C. Materiaal: 88% katoen, 11% polyamide en 1% polyurethaan. Kleur ecru. Verkrijgbaar in 5 verschillende breedtes. Verpakking 10 stuks.

9001604 4 cm x 5 m

9001605 6 cm x 5 m

9000808 8 cm x 5 m

9000809 10 cm x 5 m

9000810 12 cm x 5 m



### Katoenen windsel

Katoenen windsel met lengte 4 meter en breedte 4 cm. Ongebleekt. Verpakking 20 stuks.

9009797 Katoenen windsel 4 m x 4 cm 20 stuks

9009798 Katoenen windsel 4 m x 6 cm 20 stuks

9009799 Katoenen windsel 4 m x 8 cm 20 stuks

9009800 Katoenen windsel 4 m x 10 cm 20 stuks



### Manuka Honingzalf

100% Leptosporum scoparium honing uit Nieuw-Zeeland. De Manuka zalf heeft een UMF van 15.

9880538 Manuka Honingzalf HS 15 gram - 1 stuk



### Coolspray

Helpt bij het herstel van onder andere sportblessures.

9002546 Coolspray HS 200 ml





### Hechtpleister tape katoen

Huidskleurige verbandtape. Niet-elastisch, hoge treksterkte. 100% katoen, luchtdoorlatend en waterafstotend.

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 9008600 | Hechtpleister tape katoen 12 - 5 mm x 5 m huidskleur 18 stuks |
| 9008601 | Hechtpleister tape katoen 25 mm x 5 m huidskleur 12 stuks     |
| 9008602 | Hechtpleister tape katoen 50 mm x 5 m huidskleur 6 stuks      |



### Kompres hot/cold

Warmte en koude kompres. Geschikt voor meermalig gebruik. Kompres blijft flexibel bij lage temperaturen. Behoudt langer de temperatuur en is effectiever dan een regulier ice pack. Afmeting 14 x 13 cm (small) of 29 x 12 cm (large)

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 9008294 | Small (14 x 13 cm) re-usable 10 stuks |
| 9008295 | Large (29 x 12 cm) re-usable 10 stuks |



### Hechtpleister tape

Witte verbandtape van wit celluloseacetaat (kunstzijde) en een hypoallergenen polyacrylaat kleefmassa. Luchtdoorlatend, plakt goed aan elke type verband. Geschikt voor een gevoelige huid. Verpakking 1 stuk.

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 9008603 | Hechtpleister tape zijde HS 12.5 mm x 5 m wit 18 stuks |
| 9008604 | Hechtpleister tape zijde HS 25 mm x 5 m wit 12 stuks   |
| 9008605 | Hechtpleister tape zijde HS 50 mm x 5 m wit 6 stuks    |



### Hechtpleister tape non-woven

Witte verbandtape van non-woven materiaal (100% celstof). Luchtdoorlatend, plakt aan elke type verband. Geschikt voor een gevoelige huid.


|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 9008606 | Hechtpleister tape non-woven HS 12.5 mm x 5 m wit 18 stuks |
| 9008607 | Hechtpleister tape non-woven HS 25 mm x 5 m wit 12 stuks   |
| 9008608 | Hechtpleister tape non-woven HS 50 mm x 5 m wit 6 stuks    |



### Tape fiber ribbon

Sterke adhesieve tape voor multifunctionele doeleinden. Niet scheurbaar. Verpakking per stuk.

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 9009975 | Tape fiber ribbon HS 2.5 cm x 50 m       |
| 9009976 | Tape fiber ribbon HS 3.8 cm x 50 m wit   |
| 9009976 | Tape fiber ribbon HS 5.0 cm x 50 m zwart |



### Wondpleister kompres

Steriel zelfklevend kompres met een ademende non-woven laag en een absorberend kompres. Ideaal voor postoperatieve zorg. Verpakking 100 stuks. Kleur wit. Afmeting kleefveld: 7.2 x 5 cm. Afmeting kompres: 3.5 x 2.5 cm.

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 9009791 | Wondpleister kompres HS 7.2 x 5 cm wit 100 stuks |
| 9009792 | Wondpleister kompres HS 10 x 8 cm wit 100 stuks  |
| 9009793 | Wondpleister kompres HS 15 x 10 cm wit 100 stuks |



## Gipsverband Kunststof

Geïmpregneerd fiberglas verband voor de verzorging van gesloten fracturen en het fixeren van gewrichten. Deze cast is goed modulerbaar en licht in gewicht. Sterke fixatie en snel terug belastbaar. Poreus en röntgendoorlatend. Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren en 4 formaten.

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 9006098 | 2.5 cm x 1.8 m wit     |
| 9006099 | 2.5 cm x 1.8 m blauw   |
| 9006100 | 2.5 cm x 1.8 m roze    |
| 9006101 | 2.5 cm x 1.8 m rood    |
| 9006102 | 2.5 cm x 1.8m paars    |
| 9006103 | 2.5 cm x 1.8 m groen   |
| 9006330 | 5 cm x 3 - 6 m wit     |
| 9006333 | 5 cm x 3.6 m blauw     |
| 9006336 | 5 cm x 3.6 m zwart     |
| 9006339 | 5 cm x 3.6 m roze      |
| 9006349 | 5 cm x 3.6 m rood      |
| 9006354 | 5 cm x 3.6 m paars     |
| 9006361 | 5 cm x 3.6 m groen     |
| 9006331 | 7 - 5 cm x 3 - 6 m wit |
| 9006334 | 7.5 cm x 3.6 m blauw   |
| 9006337 | 7.5 cm x 3.6 m zwart   |
| 9006340 | 7.5 cm x 3.6 m roze    |
| 9006350 | 7.5 cm x 3.6 m rood    |
| 9006355 | 7.5 cm x 3.6 m paars   |
| 9006362 | 7.5 cm x 3.6 m groen   |
| 9006332 | 10 cm x 3 - 6 m wit    |
| 9006335 | 10 cm x 3.6 m blauw    |
| 9006338 | 10 cm x 3.6 m zwart    |



NIEUW



# CALIBRA SNACKS

voor honden en katten!

Hmm,  
heerlijke  
smaken!

Licht  
verteerbaar

WOW,  
maar liefst  
22 variaties!



covetrus 

Bestel direct via

[www.covetrus.nl](http://www.covetrus.nl)

## INDEX

|                                       |       |                                    |          |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------|----------|
| <b>A</b>                              |       |                                    |          |
| Afdekdoek                             | 6     | Hand & huidinfectie                | 44       |
| Afzuigapparaat                        | 24    | Handcreme                          | 44       |
| Alcoholdoekjes                        | 40    | Handlotion                         | 44       |
| Anti-haarpasta                        | 23    | Handschoenen                       | 52-53-54 |
| Autoclaaf indicator marker            | 48    | Handschoenen landbouw              | 60       |
| Autoclaaf test                        | 48    | Handschoendoos houder              | 52       |
| Autoclaaftape                         | 48    | Hechtnaald gebogen                 | 27       |
| <b>B</b>                              |       | Hechtnaald recht met oog           | 27       |
| Bitterpasta                           | 88    | Hechtpleister tape katoen          | 91       |
| Boor FG                               | 69    | Hechtpleister tape katoen          | 91       |
| Boor HP                               | 68    | Hedstromvijlen extra lang          | 78       |
| Boor RA                               | 68    | Hedstromvijlen Maxima              | 79       |
| Borenblok                             | 69,71 | Helix test                         | 48       |
| Borenreinigingsborstel                | 68    | Hondenkraag                        | 21       |
| Brackets                              | 82    | Hondenkraagophangrek               | 21       |
| Buisverband                           | 88    | Hondenschoen                       | 21       |
| <b>C</b>                              |       | Honingzalf Manuka                  | 88       |
| Cardiograaf Elektrodengel             | 37    | Huidhectapparaat                   | 26       |
| Cariës indicator                      | 64    | Huidstans                          | 28       |
| Celstof gebleekt                      | 8     | Hygiënehoezen instrumentarium      | 46       |
| Celstofdeppers                        | 87    | <b>I</b>                           |          |
| Cementspatel                          | 84    | Identificatiebandje                | 20       |
| Chloorhexidine gel                    | 72    | Infuussysteem                      | 13       |
| Chloorhexidine spray                  | 72    | Infuusverwarmer                    | 14       |
| Composiet                             | 84    | Irrigatiennaald                    | 80       |
| Coolspray                             | 90    | <b>K</b>                           |          |
| <b>D</b>                              |       | Kadaverzakken                      | 46       |
| Dekglasjes                            | 35    | Katheter IV                        | 12       |
| Dermatofyt test                       | 34    | Katheter urine                     | 14       |
| Desinfectans                          | 41-42 | Kattenbakvulling                   | 23       |
| Desinfectans roterend instrumentarium | 42    | Kledingborstel                     | 47       |
| Desinfectiedoekjes                    | 41-42 | Knabbeltang                        | 75       |
| Desinfectievloeistof                  | 42    | Kompres hot/cold                   | 91       |
| Digital Apex Locator                  | 76    | K-Vijlen                           | 79       |
| Dispensers papier                     | 45    | <b>L</b>                           |          |
| Driewegkraan                          | 13    | Lentulo spiraalnaalden             | 80       |
| <b>E</b>                              |       | Lintrollers                        | 47       |
| EDTA gel                              | 82    | <b>M</b>                           |          |
| Endo organizer                        | 81    | Mandrin                            | 12       |
| Endo stop                             | 80    | Manuka Honingzalf                  | 88       |
| Etsgel                                | 83    | Melknaald                          | 58       |
| Excavator                             | 73    | Mengblok polyethyleen              | 82       |
| Extractietang                         | 74    | Mengtableau                        | 82       |
| <b>F</b>                              |       | Merkspray                          | 58       |
| Faeces flotatie onderzoekset          | 33    | Merkstift                          | 58       |
| Faeces onderzoeksputje                | 33    | Microchip reader                   | 20       |
| Fecalyzer Fasol vloeistof             | 33    | Mondmasker                         | 55       |
| Fixatiespray                          | 8     | Mondmasker met oogbescherming      | 66       |
| Frees HP                              | 68    | Mondspiegel                        | 65       |
| <b>G</b>                              |       | Monitor HS Veterinair              | 16       |
| Gaasdeppers                           | 86    | Muilkorf                           | 21       |
| Gaaskompres                           | 87    | <b>N</b>                           |          |
| Gaasverband                           | 88    | Naald                              | 11       |
| Gedestilleerd water                   | 38    | Naaldencontainer                   | 11       |
| Gelatine sponsjes                     | 26    | Nagelborstel                       | 44       |
| Gipsverband kunststof                 | 93    | Nagelschaar                        | 44       |
| Glasiomeer luting cement              | 82    | Nagelverzorging                    | 44       |
| Glasiomeer HS RGI                     | 83    | Narcosetube                        | 17       |
| Glijmiddel                            | 38    | Natrium hypochloriet               | 82       |
| Glijmiddel                            | 59    | Natural Elegance self etching bond | 82       |
| Guttapercha points                    | 83    | Natural Elegance Single Bond       | 82       |
| <b>H</b>                              |       | Nierbekken                         | 26       |
| Haemostatische oplossing              | 65    |                                    |          |

| <b>O</b>           |    |
|--------------------|----|
| Objectglasjes      | 35 |
| Onderlegger        | 8  |
| Oorreiniger        | 23 |
| Operatiejas        | 56 |
| Operatiemuts       | 55 |
| Orange Oil cleaner | 84 |
| Overall            | 62 |
| Overschoenen       | 56 |

| <b>P</b>                 |    |
|--------------------------|----|
| Paper points             | 85 |
| Papierdispensers         | 45 |
| Papieren handdoekjes     | 45 |
| Papierrol                | 45 |
| Penlight                 | 38 |
| Pillenschietter          | 22 |
| Pipet                    | 34 |
| Pocketsonde              | 65 |
| Polarisatielamp          | 83 |
| Polarisatielamp halogeen | 84 |
| Polijstpasta             | 72 |
| Polijstset               | 82 |
| Polsterverband cohesief  | 88 |
| Preline plus             | 83 |
| Pulse-oximeter           | 17 |

| <b>R</b>                          |        |
|-----------------------------------|--------|
| Raspatorium                       | 73     |
| Reageerbuis                       | 34     |
| Reiniger roterend instrumentarium | 71     |
| Reinigingsapparaat Sonorex        | 40     |
| Reinigingsborstel voor boren      | 68     |
| Reinigingsdoekjes                 | 41     |
| Röntgenfilm                       | 32, 64 |
| Röntgenshort                      | 56     |
| Rubberdam                         | 72     |
| Rundermagneet                     | 59     |

| <b>S</b>                           |    |
|------------------------------------|----|
| Scalpelmesje                       | 28 |
| Scalpelmesjes met heft             | 28 |
| Scangel echo                       | 59 |
| Scheermesje                        | 28 |
| Schildklierbeschermer              | 56 |
| Sealapparaat                       | 47 |
| Siliconenspray                     | 17 |
| Slijpsteen                         | 73 |
| Sneltest Borrelia Lyme             | 33 |
| Sneltest Corona                    | 32 |
| Sneltest FeLV                      | 32 |
| Sneltest FeLV/FIV combi            | 32 |
| Sneltest FIV                       | 32 |
| Sneltest Giardia                   | 33 |
| Sneltest Parvovirus                | 32 |
| Speenstiften                       | 59 |
| Speenverband                       | 88 |
| Spiraalnaalden                     | 78 |
| Spuit 2-delig                      | 10 |
| Spuit 3-delig                      | 10 |
| Spuit 3-delig Luer Lock            | 10 |
| Spuit Insuline                     | 10 |
| Sterilisatielaminaat               | 47 |
| Sterilisatiezakken met kleefstrook | 47 |
| Stethoscoop                        | 38 |
| Stuwband                           | 11 |

| <b>T</b>             |    |
|----------------------|----|
| Tandcurette          | 66 |
| Tandheelkundige unit | 67 |
| Tandplak indicator   | 64 |
| Tandpolijstcups      | 71 |
| Tandscaler           | 66 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Tandsteenapparaat    | 67 |
| Tandwattenrollen     | 80 |
| Tape fiber ribbon    | 89 |
| Tape hechtpleister   | 89 |
| Tekentang            | 22 |
| Tepelcanule          | 58 |
| Thermometer digitaal | 38 |
| Tissues              | 45 |
| Toiletpapier         | 46 |
| Tongspatel           | 37 |
| Transponder          | 20 |

| <b>U</b>                 |    |
|--------------------------|----|
| Ultrasoonreiniger        | 40 |
| Uricollect hond          | 34 |
| Urigrid kat              | 35 |
| Urine opvangsysteem kat  | 35 |
| Urine opvangsysteem hond | 35 |
| Urine teststrips         | 37 |
| Urinebeker               | 33 |
| Urinetesten              | 37 |

| <b>V</b>                  |    |
|---------------------------|----|
| Verlosbroek               | 61 |
| Verlosjas                 | 61 |
| Verlosjas flexothane kort | 61 |
| Verlosjas flexothane lang | 61 |
| Vet Endo Cassette         | 76 |
| Vetamins                  | 22 |
| VetPiezo tip              | 67 |
| Vingertip tandenborstel   | 64 |
| Vleugelnaald              | 11 |
| Vlooiengkam               | 22 |
| Voorschoot                | 62 |
| Vuilniszakken             | 46 |

| <b>W</b>                     |    |
|------------------------------|----|
| Wandhouder handschoenendoos  | 52 |
| Wandhouder zeepdispensers    | 43 |
| Waslotion zeepvrij           | 43 |
| Watten                       | 86 |
| Watten op rol                | 86 |
| Watten op rol met papierlaag | 86 |
| Wattenbollen                 | 86 |
| Wattenstaafjes               | 35 |
| Wattenstokjes                | 35 |
| Weefsellijm                  | 26 |
| Weegschaal digitaal RVS      | 24 |
| Weegschaal inklapbaar        | 24 |
| Windsel katoen               | 90 |
| Wondpleister kompres         | 91 |
| Wortelheffer                 | 73 |
| Wortelheffer Flohr           | 73 |
| Wortelkanaalbehandelingsset  | 76 |


| <b>Z</b>             |    |
|----------------------|----|
| Zelfklevende tape    | 8  |
| Zenuwextirpatienaald | 78 |
| Zwachtel adhesief    | 90 |
| Zwachtel cohesief    | 89 |
| Zwachtel ideal       | 90 |





# Advancing the world of veterinary medicine

[www.covetrus.nl](http://www.covetrus.nl)





Bezoek onze webshop

*[covetrus.nl](https://covetrus.nl)*