



Overzicht Medical Pet Shirts assortiment 2021

MPS shirts

Het Medical Pet Shirt® voor honden, katten en konijnen is een professioneel alternatief voor de kraag en bandage. Geschikt voor EHBO-toepassingen, hot spots, wonden/wondjes, bandagebescherming, huidproblemen, na OK, bij loopsheid en incontinentie. Het design van het shirt is gebaseerd op de anatomie van de hond.

- Perfecte en comfortabele pasvorm: dier kan optimaal bewegen
- Gepatenteerd ademend design
- Gemakkelijk hold-up systeem voor gebruik tijdens wandelingen
- Wasmachinewasbaar en herbruikbaar



HOND

	Blauw	Zebraprint	Oranje
XXXXS	1214212	1226597	1226596
XXXS	1208099	1226595	1226594
XXS	1208100	1211410	1211715
XS	1208101	1211411	1211716
S	1208102	1211412	1211717
S+	1208103	1226592	1211718
M	1208104	1211413	1211719
M+	1211123	1226591	1226590
L	1208105	1211414	1211720
XL	1208106	1211415	1211721
XXL	1208107	1226593	1211722
Starterpack	1213286		

KAT



	Rood	Zebraprint	Luipaardprint	Oranje
XXXXS	1214211	1226598	1216135	
XXXS	1208108	1211416	1216134	1211723
XXS	1208109	1211417	1216133	1211724
XS	1208110	1211418	1216132	1211725
S	1208111	1211419	1216131	1211726

KONIJN

1208112	XXXS
1208113	XXS
1208114	XS
1208115	S
1208116	M
1208117	L



MPS TOP-shirt HOND

De body van de MPS Top Shirt is gemaakt van katoen met een zachte vulling, het schouder en nekgedeelte is gemaakt van stretchstof. Met behulp van de verstelbare klittenband op de body en de elastische band aan de buikzijde kan er een druk worden opgebouwd rondom de borst. Deze druk kan een kalmerende en angst reducerende werking bieden.

- Wond en bandage beschermer bij borstkas en nek.
- Kalmerend (na operatie) en angst reducerend (verlatingsangst, angst bij onweer en vuurwerk, reisangst).
- Afsluitbare applicatiehouder op rug L12xB9xH3cm (bijv. voor drainpomp).
- Fixatie van achterpoot mouwtjes.



Blauw



Zebra print

XXS		1226604
XS	1208383	1226603
S	1208384	1226601
M	1208385	1226600
L	1208386	1226599
XL	1208387	1226602
Starter Pack	1208388	

MPS mouwtjes HOND

De TAZ Single van Medical Pet Shirt is een voorpootbeschermer voor honden in de vorm van een speciale mouw; is voor zowel de linker- als de rechterpoot te gebruiken. De TAZ2 double beschermt beide voorpoten. De TAZ en TAZ2 kunnen gebruikt worden om de poten na een operatie, verwonding of bij huidproblemen te beschermen. De mouwen zijn eenvoudig aan te trekken dankzij de verstelbare sluiting rond de borstkas en past over verband dankzij stretchstof. De sluiting geeft ook een constante druk op de borstkas wat een kalmerende werking kan hebben.



**VOORPOOT
TAZ Single**



**VOORPOOT
TAZ-2 Double**



ACHTERPOOT

XXXS	1208373	1212489	
XXS	1208374	1212488	1212491
XS	1208375	1212487	1212492
S	1208376	1212485	1212493
M	1208377	1212483	1212494
L	1208378	1212482	1212495
XL	1208379	1212486	1212496
XXL	1208380	1212490	
Starterpack	1208381	1212484	

MPS Head Cover HOND

MPS Head Cover is de alternatieve en comfortabele oplossing voor een hond die bescherming nodig heeft bij wonden, huidproblematiek of bescherming van bandages aan het oor en/of kop. Ideaal bij bijvoorbeeld een othaematoom (bloedoor).

- Biedt comfort, bewegingsvrijheid en minder stress ten opzichte van de kraag;
- Beschermt wonden, bandages en bij huidproblematiek aan de oren en/of kop. Ook ideaal bij een othaematoom
- Alternatieve optie voor een volledige hoofd- en/of oor bandage en voorkomt opnieuw verbinden.
- Interne flexibele kunststof baleinen voorkomen het afzakken en ondersteunen de MPS-Head Cover®
- Rondom bescherming van de kop, dankzij de nauwsluitende en verstelbare pasvorm;
- Verstelbaar in kopomtrek, nekomtrek en halslengte voor optimale pasvorm;
- Voorzien van speciaal ontworpen zakjes aan de binnenzijde. Hierin kunt u de MPS-Head Cover Pads® plaatsen voor extra zachte bescherming.
- Ook ideaal om de oren van de hond in te doen om te voorkomen dat wondvocht en zalfjes aan de vacht van de hond blijven kleven.

Verkrijgbaar in de maten: XS, S, M, L en XL in Denim Blue.

1223898	Head Cover XS - 1 stuk
1223899	Head Cover S 1 - stuk
1223900	Head Cover M - 1 stuk
1223901	Head Cover L - 1 stuk
1223902	Head Cover XL - 1 stuk
1223903	Head Cover Pads maat S - 2 stuks
1223904	Head Cover Pads maat M - 2 stuks



MPS Hondenlaars Medical PetS

De laars van MPS is een professionele oplossing om verbanden, gips of spalken droog te houden. De maten M-short en L-short kunnen gebruikt worden als er geen hoge laars nodig is.

De voordelen van de Medical PetS Boot voor honden:

- Lichtgewicht comfortabele antislip rubberzool;
- Gemaakt voor bescherming tegen water, sneeuw, warmte of kou;
- Makkelijk vast te maken door verstelbare elastisch band met klittenband;
- Boven een elastisch koord om de Boot boven tegen de vacht te sluiten.

1221821	Medical PetS Boot - XS
1221822	Medical PetS Boot - S
1221823	Medical PetS Boot - M short
1221824	Medical PetS Boot - M
1221825	Medical PetS Boot - L short
1221826	Medical PetS Boot - L
1221827	Medical PetS Boot - XL



MPS Dry Cooling Vest

Het Dry Cooling Vest is een koelvest speciaal ontwikkeld voor het voorkomen van hittestress tijdens of na een wandeling. Ook zeer geschikt voor het koelen van de huid bij dermatologische patiënten! Het koelvest houdt honden op een comfortabele manier koel én droog.

Het vest wordt geactiveerd door het te koelen met vers water: het begint met afkoelen tot 15 graden onder de omgevingstemperatuur gedurende 1 tot 3 dagen. Dankzij het gepatenteerde systeem zal het vest nooit nat of klam worden tijdens gebruik. Het is een bewezen technologie die voor sporters en militairen is ontwikkeld. Het afkoelen van het lichaam gebeurt door verdamping en is met name afhankelijk van vochtigheid en luchtstroom.

Het vest is makkelijk in gebruik en eenvoudig te vullen. Antibacterieel en wasmachinebestendig.



- 1225500 Dry Cooling Vest hond Silver XS
- 1216194 DRY Cooling Vest hond Silver S
- 1223213 DRY Cooling Vest hond Silver M
- 1216195 DRY Cooling Vest hond Silver L
- 1225501 Dry Cooling Vest hond Silver XL
- 1223219 DRY Cooling Test Pad

- 1217403 Dry Cooling Vest Human Silver XL